



Endopress 442

Mehanička limfna drenaža za
profesionalnu medicinsku upotrebu



Endopress 442

EndoPress 442 je skoro nečujan aparat za presoterapiju razvijen od strane Enraf-Nonius-a koji pruža efikasan i ugodan tretman limfne drenaže. Opremljen je raznim programima koji nude varijacije u podešavanju pritiska u različitim segmentima. Ugrađeni klinički programi nude najprikladnije postavke za razne indikacije. Ovo omogućava primjenu različitih tehnika limfne drenaže. Pritisak se može brzo i tačno podesiti na vrijednosti između 20 i 150 mmHg za cijelu manžetnu ili za svaki pojedinačni segment.



Endopress 442

- Pritisak se može podesiti po segmentu
- Dvostruka manžetna se sastoji od 5 segmenata, manžetna za jednu ruku od 7 segmenata, a manžetna za nogu se sastoji od 9 segmenata. Pritisak se može konfigurirati po segmentu.
- Vrlo tih i snažan kompresor najvišeg kvaliteta
- Jednostavan za rukovanje preko kolor ekrana osjetljivog na dodir
- Pristup 21 kliničkom protokolu
- Memorija za pohranu više od 100 omiljenih programa
- Vrlo ugodno za terapeuta i pacijenta
- Lako se održava i čisti
- Opcionalno dostupno: zgodna torba za odlaganje koja se pričvršćuje na tretmansi ležaj za uredno odlaganje raznih manžeta.

Endopress 442

Pouzdan, izdržljiv i tih

Limfna drenaža – takođe se naziva i presoterapija – je stimulacija limfnog sistema pomoću specifične, suptilne masaže koja omogućava drenažu tečnosti i otpadnih proizvoda koji su prisutni u i oko ćelija.



Endopress 442

1442921 Endopress 442 230V

1442922 Endopress 442 115V

Uređaj za mehaničku limfnu drenažu

PODACI NARUDŽBE



Enraf-Nonius

Endopress 442

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Mrežno napajanje	230 VAC 50-60 Hz (1442921) 115 VAC 50-60 Hz (1442922)
Postavke pritiska	20-150 mbar
Programabilno vrijeme tretmana	60 minuta
Izlazni konektor	1
Unaprijed programirani prijedlozi tretmana	21
Besplatni programirani prijedlozi tretmana	> 100
Dimenzije (VxŠxD)	48 x 56 x 110 cm
Ovo je medicinski uređaj.	U skladu je sa svim važećim medicinskim propisima. Za više detalja pogledajte upute za upotrebu (www.enraf-nonius.com).

CE
0476



Endopress 442

DODACI

Dodatna oprema

- 1442802 Manžetna za stomak, noge i stopala
- 1442803 Manžetna za 2 ruke
- 1442804 Manžetna za 1 ruku
- 1442808 Torba za odlaganje, sa 1 pregradom za odlaganje sa patentnim zatvaračem na svakoj strani ležaja za tretman



1442802



1442803



1442804



1442808





Endopress 442

Mehanička limfna drenaža za
profesionalnu medicinsku upotrebu