



DeliMed
Decades of Excellence



KATALOG 2024/2025

OPREMA ZA FIZIKALNU TERAPIJU, AKTIVNU REHABILITACIJU,
SPORTSKU MEDICINU, WELLNESS I FITNESS



Delimed d.o.o. | dr. Silve Rizvanbegović 24a | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Tel: 033/830-838 | Fax: 033/830-806 | GSM: 061/745-795 | delimed@bih.net.ba



DeliMed

Decades of Excellence

PROFIL KOMPANIJE

Ko smo mi ?

Delimed d.o.o. je kompanija koja se uspješno bavi distribucijom, prodajom i servisom medicinske opreme sa akcentom na opremu za fizikalnu terapiju, aktivnu rehabilitaciju, wellness i fitness, sportsku i zaštitnu opremu, kao i raznovrsni potrošni materijal. Kao izuzetno cijenjen partner među kupcima širom naše zemlje, Delimed d.o.o. na osnovu više od 20 godina iskustva u distribuciji medicinske opreme gradi prepoznatljiv poslovni imidž na tržištu Bosne i Hercegovine. Zato i opravdano slogan naše kompanije glasi: Delimed - dekade izvrsnosti !

Zašto poslovati sa nama ?

Prije svega mi smo kompanija koja se razumije u pojmove kao što su „vrijeme“ i „novac“. Mi ćemo pomoći u postizanju Vaših ciljeva s jasno određenim uvjetima i proračunom. S našim klijentima saradujemo aktivno u stvaranju najboljeg i najučinkovitijeg rješenja. Kvaliteta našeg rada će Vas iznenaditi, čak i ako ste postavili nemilosrdno kratko vrijeme izvršenja.

Pouzdanost, sigurnost, dostupnost. Naglašavamo osobni kontakt s klijentom. Vi ćete uvijek biti u mogućnosti razgovarati direktno sa osobom koja se bavi izravno vašim projektom, kad god je to potrebno. Vi zaslužujete jasnu, izravnu i razumljivu komunikaciju. Mi se ne skrivamo iza poslovne dikcije, tehničkog riječnika, specifičnih i profesionalnih termina ili stranih riječi. Sa nama ćete uvijek dobiti odgovor koji ćete u potpunosti razumijeti. Slušamo, analiziramo zahtjeve i potrebe naših klijenata. O poslovnim namjerama i ciljevima ćemo razgovarati s Vama i usredotočiti se na ciljane potrebe naših klijenata, što će dovesti do jasnog i brzog radnog rasporeda bez kašnjenja u procesu stvaranja. Konačni proizvod-projekt će održavati Vaše tačne zahtjeve.

Ko su naši klijenti ?

Delimed d.o.o. uspješno saraduje sa različitim tipovima zdravstvenih ustanova: kliničkim centrima, zdravstvenim institutima, bolnicama, domovima zdravlja, poliklinikama, domovima za starije i osobe sa posebnim potrebama, privatnim ordinacijama, apotekama i svim ostalim ustanovama koje imaju potrebu za našom uslugom i proizvodima iz našeg zastupničkog programa.

Mi posjedujemo "know how" !

Stručni rad kao dokaz - Ako se odlučite za Delimed d.o.o. dobiti ćete tim stručnjaka gdje svaki od njih pokriva jedno od područja naših ponuđenih usluga u svojoj teorijskoj i praktičnoj stručnosti. Konstanto ažuriramo naše stručno znanje o novim informacijama i tehnologijama kako bi i Vas informisali. Zato nam se obratite s povjerenjem!

S poštovanjem,
Generalni direktor





DeliMed

Decades of Excellence

Zastupnički program

Delimed d.o.o. zastupa i distribuira samo najkvalitetnije proizvode poznatih svjetskih proizvođača medicinske opreme i potrošnih roba među kojima su Enraf Nonius B.V. (Holandija), Trautwein GmbH (Njemačka), Ontex B.V. (Belgija), Fisioline SRL (Italija), Nubis (Slovenija), Kubler Sport GmbH (Njemačka) i mnoge druge. Ujedno aktivno i uspješno saradujemo sa stranim i domaćim proizvođačima medicinskog namještaja i različitog potrošnog materijala. Svi medicinski proizvodi u ovom katalogu su registrovani u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, te imaju dozvolu za promet na našem tržištu.

Usluge servisa i održavanja

Delimed d.o.o. posjeduje kvalitetnu i certificiranu servisnu službu za sve proizvode i opremu iz ponude. Naše stručno osoblje sa servisnim iskustvom od preko 20 godina, servisiralo je medicinsku opremu širom Bosne i Hercegovine. Također, serviseri naše kompanije su pohađali stručne seminare i certificirali se u pogonima proizvođača za održavanje i servisiranje većine opreme koju nudimo. Kontinuiranim ulaganjem u edukaciju zaposlenih, prihvatamo i implementiramo međunarodne standarde koji podižu kvalitet našeg poslovanja.

Servisne usluge koje nudimo:

- usluge servisa medicinskih aparata u garantnom roku u skladu sa važećim propisima i uvjetima iz garantnog lista
- održavanje medicinskih aparata i uređaja van garantnog roka, uz stručnu procjenu i ponudu isplativosti popravka
- osiguranje svih potrebnih originalnih rezervnih dijelova
- edukacija i tehnička podrška korisnicima
- Izdavanje atesta o ispravnosti medicinske opreme

Usluge registracije medicinskih sredstava

Registracija medicinskih sredstava pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH podrazumijeva skup aktivnosti u cilju dobijanja dozvole za stavljanje medicinskih sredstava u promet, kao i izmjene i dopune dozvole i obnove iste. Na osnovu informacija o medicinskim sredstvima za koje treba započeti proces registracije, naš stručni tim za registraciju priprema neophodnu dokumentaciju za stavljanje u promet u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. Nudimo usluge konsultacije i finaliziranja kompletne procedure registracije za medicinska sredstva klase I, klase IIa, klase IIb, klase III i In Vitro proizvoda.

Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Briga za kvalitetu pruženih usluga i zadovoljstvo komitenata, naše su temeljne vrijednosti. Kompanija Delimed d.o.o. uspješno je prošla procjenu od strane renomiranog certifikacijskog tijela TÜV Thüringen Group te je sistem upravljanja kvalitetom u našoj kompaniji potvrđen međunarodno priznatim certifikatom ISO 9001:2015, što dokazuje poslovnu izvrsnost i usklađenost našeg poslovanja sa strogim svjetskim standardima.





ENDOMED 182 / ENDOMED 182V

Profesionalni uređaj s povoljnom cijenom za interferentne struje (IFC) i TENS.

Endomed 182 je nova generacija uređaja za fizikalnu terapiju. Njegov napredni softverski dizajn pametan je u svojim karakteristikama, funkcijama i upotrebljivosti. Rezultat je uređaj koji omogućava terapeutima da nude svestrane mogućnosti tretmana, sa izuzetno pametnim načinom upravljanja. Endomed 182 kao elektrostimulator sa dva neovisna kanala nudi sljedeće strujne oblike:

- Dvopolna interferencijalna struja (IFC)
- 4-polna / tetrapolarna interferencijalna struja (IFC)
- 4-polni IFC sa Isoplanar Vectorom
- Asimetrična dvofazna impulzna struja (TENS)
- Rafalna (Burst) TENS

Uređaj može biti opremljen integriranim vakuumskim modulom (Endomed 182V). Stvoreni vakuum omogućava terapeutu da lako postavi elektrode za stimulaciju na pacijenta i eliminira upotrebu traka za fiksiranje.



ENDOMED 182 za perkutanu elektrolizu (PE)

Endomed 182 za terapiju perkutanom elektrolizom (PE) je jedinica isključivo za razne oblike PE (kao što su EPTE i EPI). PE je terapija kojom se primjenjuju male galvanske struje, visoko lokalizirane iglenim elektrodama i pod nadzorom ultrazvučnog skeniranja. Nedavna istraživanja pokazala su da ova aplikacija ima vrlo pozitivne efekte, posebno na tetive i ligamente.

- EPTE® i EPI® u jednom uređaju, jednostavno podešavanje intenziteta i trajanja
- Prostor za memorisanje 20 unaprijed postavljenih postavki
- Intenzitet struje podesiv od 0 mA - 15 mA
- Trajanje podesivo od 0 do 300 sekundi
- MiliCoulomb (mC) brojač - ovo čini punjenje (elektrolitski efekt) vidljivim
- Jednostavna upotreba pomoću kolor ekrana osjetljivog na dodir
- Opremljen pametnim tasterima koji omogućavaju brzo podešavanje
- Audio povratne informacije
- Kompaktan i lagan - dimenzije 14.5 x 17 x 9 cm, težina 710 gr.



TENSMED S82 / TENSMED S84 (2 i 4 kanala)

TENSMED S82 dvokanalna jedinica krajnji je izbor za profesionalni tretman stimulacije mišića i ublažavanje bolova. Ovim uređajem možete liječiti kronične bolove, pacijente koji se oporavljaju od traumatičnog stanja, imobilizacije i poboljšati držanje i stabilizaciju zgloba koljena pomoću TENS (Transkutana električna stimulacija živaca).

65 PROGRAMA:

- 12 Sport • 8 Fitness, Ljepota i wellness • 16 Bolovi (TENS) • 9 Prevencija • 11 Rehabilitacija
- 3 Inkontinencija • 6 slobodnih programa

TENSMED S84 vrhunska četverokanalna jedinica krajnji je izbor za profesionalni tretman poremećaja povezanih s bolom i stimulacijom mišića u fizioterapiji, rehabilitaciji, sportu, fitnessu, ljepoti i estetici. Ovim moćnim uređajem možete istovremeno stimulirati do četiri velike mišićne skupine ili različita područja bolova, kao i istovremeno aplicirati bilateralne tretmane (na primjer lijevi i desni m. kvadriceps).

256 PROGRAMA:

- 13 Rehabilitacija • 3 Inkontinencija • 33 Bolovi (TENS) • 53 Sport • 29 Fitness • 16 Ljepota i estetika • 28 Action now • 27 FES now ('35') • 48 NMES • 15 slobodnih programa



ENDOMED 482

Endomed 482 je elektroterapijski uređaj za zahtjevne terapeute. Sadrži 2 neovisna kanala i sve popularne nisko i srednje frekventne struje. Upotreba elektroterapije za kontrolu boli ili za mišićnu stimulaciju ima dugačku istoriju i njena učinkovitost je znanstveno dokazana. Endomed 482 je pristupačan korisniku preko ekrana osjetljivog na dodir i opširne baze Evidence-based protokola, kao i kod ostalih uređaja iz Enraf-Nonius serije 4. Endomed 482 se može proširiti sa Vacotron 460 vakuum uređajem.

- 42 Evidence-based protokola
- 26 strujnih oblika (po kanalu)
- Slobodnih memorijskih pozicija 1000+
- Pohrana protokola (uključujući sekvencijalne aplikacije) na osnovu vlastitih smjernica.
- Izuzetno intuitivan TFT kolor ekran osjetljiv na dodir
- Prikaz anatomskih lokalizacija i tretmanskih instrukcija
- Mogućnost kontrole terapije sa daljinskim upravljačem (opcionarno)
- Mogućnost mobilnog rada uz pomoć naponske baterije (opcionarno)



ENDOMED 484

Endomed 484 predstavlja novu generaciju elektrostimulatora visokih performansi sa 4 neovisna kanala za terapeuta koji želi sve. 4 kanala mogu se koristiti odvojeno, u parovima ili istovremeno s različitim programima. Endomed 484 je konačno rješenje za liječenje bolnih stanja i oštećenja mišića u rehabilitaciji nakon moždanog udara (uključujući disfagiju), ortopediji, sportskoj rehabilitaciji i tretmanu karličnog dna (inkontinencija).

- TENS (Transkutana električna stimulacija živaca) za upravljanje bolom
- NMES (Neuromuskularna električna stimulacija) za stimulaciju mišića
- PENS (perkutana električna stimulacija živaca) za elektro-akupunkturu i akupoint tačku
- 12 Evidence-based protokola (6 TENS, 4 NMES i 2 PENS)
- Struje: asimetrični bifazni, simetrično bifazni, sim. bifazni sa interfaznim intervalom
- Modulacijski modusi: frekvencija (FM), širina impulsa (PWM), amplituda (AM)
- Pametni tasteri za odabir: frekvencija, širina impulsa, modulacijski način
- Pametni tasteri za odabir kanala: jednokanalni, dvostruki (povezani) kanali, višekanalni
- Active rest : započinje električnu stimulaciju tokom faze odmora za prevenciju atrofije



VACOTRON 460

Vacotron 460 je modul za aparate serije 4. Brzo i jednostavno možete primijeniti elektroterapiju upotrebom vakuumskih elektroda s ovim sukcijским modulom.

Vacotron 460 je neizostavan dodatak uređajima za elektroterapiju serije 4.

- Mogućnost povezivanja sa elektroterapijskim i kombiniranim jedinicama serije 4
- Brzo nanošenje vakuumskih elektroda bez potrebe za upotrebom traka za fiksiranje
- Vakuum: kontinuirani i pulsni, 0-800 mbar, kontinuirano podesivo
- Pulsni vakuum: puls/pauza = 0,5 : 0,5 sekunda, 1: 1 sekunda
- Precizno podešavanje snage sukcije
- Jedinstveni kablovski priključak za brzu primjenu gumenih elektroda
- Kompatibilan sa uređajima Endomed 482 i Sonopuls 492
- Dimenzije: 24 x 28.6 x 9.3 cm
- Težina: 2 kg





4
godine
GARANCIJE

SONOPULS 190

Sonopuls 190 uređaj za ultrazvučnu terapiju je brz i jednostavan za upotrebu. Uređaj s izuzetno brzim pokretanjem i brzim načinom postavljanja parametara tretmana koji pruža brze terapijske rezultate. Kompaktan i ergonomski dizajn, kristalno jasan TFT ekran osjetljiv na dodir i male dimenzije predstavljaju veliku prednost za terapeuta. Ultrazvučna terapija dokazana je efikasna metoda liječenja brojnih i različitih patologija. Kako bi se pojednostavio odabir terapije, nekoliko unaprijed programiranih protokola pohranjeni su u Sonopuls 190.

- 25 Evidence-based protokola, 20 memorijskih pozicija za personalne protokole
- Ultrazvuk: kontinuirani i pulsni
- 2 ultrazvučna kanala za priključak dvije multifrekventne tretmanske glave (1/3 MHz)
- Dostupne tretmanske glave veličine 5 cm² i 0,8 cm²
- Svjetlosni prsten od 360° na tretmanskoj glavi za prikaz kontrole kontakta
- Mogućnost spajanja statičnog ultrazvuka STATUS™ PACK 100
- Frekvencija rada / duty cycle: 100Hz / 5, 10, 20, 80 %



4
godine
GARANCIJE

SONOPULS 190 sa StatUS™ Pack 100

Razvijen od strane Enraf-Nonius u saradnji s međunarodnim institutima, StatUS™ je siguran i efikasan način tretmana i primjene statičnog terapijskog ultrazvuka, bez potrebe za pomjeranjem tretmanske glave. StatUS™ ultrazvuk predstavlja najnoviji razvoj u terapiji i udobnosti tretmana. Brza aplikacija koja štedi vrijeme. Sonopuls 190 sa StatUS™ Pack 100 nudi brojne prednosti i za terapeuta i za pacijenta. StatUS™ aplikator je multifrekventna tretmanska glava koja je integrirana u vakuumsku čašu. Jednostavno povežite StatUS™ Pack na svoj Sonopuls 190 i možete iskoristiti prednosti statičnog "hands free" ultrazvuka.

- 25 Evidence-based protokola
- 52 protokola za StatUS™ tretmane
- Svi protokoli sadrže opsežnu literaturu sa unakrsnim referencama na svaki protokol
- Mogućnost kombiniranja tretmanske glave od 0,8 cm² ili 5 cm² sa StatUS™ aplikatorom
- StatUS™ je HANDS FREE terapija, slobodno vrijeme za terapeuta tokom tretmana
- Čvrsti gel (Gelpad): ne ostavlja ostatke gela, lako se čisti, učinkovit prenos energije



4
godine
GARANCIJE

SONOPULS 490 - 2 simultana tretmana

Sonopuls 490 je kompletan dvokanalni uređaj za ultrazvučnu terapiju ergonomskog dizajna, opremljen kolor ekranom osjetljivim na dodir sa prikazom tretmanskih aplikacija i sugestija. Nova verzija Sonopuls 490 uključuje Dual Channel Ultrasound, patentiranu tehnologiju koja daje mogućnost simultanog rada na dva neovisna kanala sa dvije tretmanske glave, što omogućava aplikaciju dva tretmana istovremeno. Ujedno nudi različite opcije za dinamičnu/statičnu ultrazvučnu terapiju (StatUS™).

- 25 Evidence-based protokola, 1000+ memorijskih pozicija za personalne protokole
- Ultrazvuk: kontinuirani i pulsni
- 2 neovisna kanala za priključak dvije multifrekventne tretmanske glave (1/3MHz)
- Dostupne tretmanske glave veličine 5 cm² i 0,8 cm²
- Svjetlosni prsten od 360° na tretmanskoj glavi za prikaz kontrole kontakta
- Mogućnost spajanja statičnog ultrazvuka StatUS™ PACK 400 (opcionarno)
- Mogućnost mobilnog rada uz pomoć baterijskog napajanja (opcionarno)
- Frekvencija rada / duty cycle: 100 Hz / 5, 10, 20, 80 %



SONOPULS 492

Sonopuls 492 je vrhunski uređaj serije 4, kompletna jedinica za elektroterapiju, ultrazvučnu i kombinovanu terapiju koja omogućava do 4 tretmana istovremeno. Npr. tretirajte jedno područje sa dinamičnim i drugi sa statičnim ultrazvukom, a dva preostala elektroterapijska kanala možete koristiti za redukciju bola i mišićnu stimulaciju. Sadrži 2 neovisna kanala za elektroterapiju i 2 neovisna kanala za ultrazvučnu terapiju koji mogu raditi simultano i vršiti dva tretmana istovremeno sa dvije multifrekventne glave.

ELEKTROTHERAPIJA

- Dva potpuno neovisna kanala za elektroterapiju, 26 strujnih oblika (po kanalu)
- 42 Evidence-based protokola, 1000+ memorijskih pozicija za personalne protokole

ULTRAZVUČNA TERAPIJA

- Dva neovisna ultrazvučna kanala, dostupne tretmanske glave veličine 5 cm² i 0,8 cm²
- 25 Evidence-based protokola, 1000+ memorijskih pozicija za personalne protokole
- 2 Evidence-based protokola, 1000+ memorijskih pozicija za personalne protokole



SONOPULS 492 + VACOTRON 460

Sonopuls 492 kao vrhunski uređaj za elektroterapiju, ultrazvučnu i kombinovanu terapiju možete jednostavno unaprijediti sa neizostavnim vakuumskim modulom Vacotron 460. Vacotron 460 je vakuum jedinica za jednostavnu aplikaciju vakuum elektroda za elektroterapiju i kombinovanu terapiju. Sonopuls 492 kao kompletna jedinica Vam pruža:

- Sve modalitete elektroterapije za efikasno ublažavanje bolova i stimulaciju mišića
- Dinamični ultrazvuk za brzu regeneraciju tkiva
- Kombinovanu terapiju za dijagnostiku (najbolji način da se lociraju, na primjer, duboke okidačke točke - trigger points) i za liječenje povreda mekog tkiva
- Različite tretmane za upravljanje bolovima istovremeno
- Statični ultrazvuk (StatUS™) za najefikasniju primjenu i metode ultrazvučne terapije s najmanje vremena koje uključuje i zarastanje kostiju



EN-CAR U

Sa EN-CAR-om uvijek ste mobilni, a sve što trebate za vaše tretmane je na dohvat ruke. EN-CAR se ističe svojom stabilnošću. Ova stabilnost rezultat je dobrog dizajna koji koristi solidne tehnike konstrukcije, uz upotrebu dva kotača s kočnicama. Kao konzola pored tretmanskog ležaja, EN-CAR je nezamjenjiv alat. Sa dvije police koje se lako mogu prilagoditi vašoj željenoj visini, EN-CAR će biti prednost u Vašoj ordinaciji.

Zbog ovih karakteristika Vaša oprema je uvijek na idealnoj radnoj visini, bilo u stojećem ili sjedećem položaju, tako da su parametri na ekranu Vaših uređaja u svakom trenutku jasno vidljivi. Sva ožičenja i kablovi mogu se uredno sakriti u šuplji okvir. EN-CAR standardno dolazi s dvije police (jedna od njih sa ladicom sa automatskim zatvaranjem) i prostorom za odlaganje gela. Uz opcionalni držač vakuumskih elektroda imate prikladan nosač za kompletan vakuum pribor kao i za daljinski upravljač.

EN-CAR je neizostavan pratilac bilo kojeg Enraf-Nonius uređaja. Pogodan za laser, ultrazvuk, biofeedback, shockwave ili elektroterapiju, uz EN-CAR imate uvijek sve pri ruci.



GARANCIJA
4
godine
GARANCIJE



ENDOPULS 811 (shockwave therapy)

Endopuls 811 je kompaktna i kompletna jedinica za terapiju radijalnim udarnim valovima (shockwave therapy). Ovaj idealan uređaj za terapiju udarnim valovima je siguran, udoban, jednostavan za upotrebu i isplativ. Endopuls 811 ne zauzima mnogo prostora jer ne posjeduje kompresor, već funkcioniše na principu elektromagnetnog sistema koji je malih dimenzija, lagan, mobilan i zahtjeva malo održavanja. Ručni ergonomski aplikator može pružiti minimalno 2 miliona šokova (oko 1000 tretmana) prije neophodne revizije.

- Kolor LCD ekran osjetljiv na dodir
- 28 Evidence-based protokola sa prikazom tretmanskih instrukcija
- 3 rafalna (burst) moda - 4, 8, 12 šokova
- Standardni pribor: ručni aplikator sa transmitterom 15 mm, držač za aplikator, transmitter 6 mm, transmitter 15mm, transmitter 25mm, silikonske navlake (set od 10 kom), Endopuls losion 250 ml, testni predložak, nožni prekidač, aluminijski kofer, uputstvo za upotrebu).

LASER TERAPIJA

ENDOLASER 120

Endolaser 120 je nova verzija terapijskog lasera visokih performansi. Sa 22 protokola korisniku pruža upute za doziranje i preporuke za efikasno liječenje bolova i različitih mišićno-koštanih poremećaja. Ergonomske sonde mogu se koristiti sa ili bez kontakta s kožom. Kod tretmana bez kontakta, crveno ciljano svjetlo pomaže terapeutu da se fokusira na područje koje treba tretirati. Ciljano svjetlo doprinosi sigurnom liječenju pokazujući područje zračenja laserskog zraka. Svaka sonda je opremljena sa start-pauza dugmetom za jednostavno upravljanje. Indikatorska lampica na vrhu sonde označava stanje emisije (laser pokrenut ili laser spreman). Endolaser 120 je moćno rješenje za uklanjanje bolova, smanjenje upale i ubrzanje zarastanja tkiva. Dostupne laser sonde:

- Laser sonda 100 mW, super pulsna laser dioda (905 nm)
- Laser sonda 500 mW, kontinuirana laser dioda (808 nm)
- Klaster sonda 4x100 mW, kontinuirana laser dioda (808 nm)
- Klaster sonda 4x400 mW, kontinuirana laser dioda (808 nm)

LASER TERAPIJA VELIKE SNAGE

ENDOLASER HP

Imajući višegodišnje iskustvo u laser terapiji (Endolaser 120 i Endolaser 422), Enraf-Nonius sada upotpunjuje svoj portfolio proizvoda s vrlo moćnim uređajem koji pruža visokoenergetsku svjetlosnu terapiju. Laserski uređaj velike snage pruža snagu potrebnu da dopre do dubokih tkiva. Povećana snaga direktno utiče na vrijeme potrebno za primjenu terapijske doze svjetlosne energije, što vam omogućava da smanjite efektivno vrijeme potrebno za liječenje.

Termalni (infracrveni) senzor je integrisan u laserski aplikator. To pruža precizno mjerenje temperature kože tokom terapije. Na ovaj način poboljšava terapijsku efikasnost i značajno će povećati sigurnost i izbjeći rizik od nuspojava (opekotine kože). 3 talasne dužine su ugrađene u ovu jednu jedinicu: 810, 980, 1064 nm. Ovo garantuje optimalno prodiranje i apsorpciju i omogućava istovremenu stimulaciju različitih ciljnih mjesta (dubina): površinskih, srednjih, dubokih. Dva različita odstoynika koji se mogu brzo i lako zamijeniti drže laserski aplikator na određenoj udaljenosti od kože. Veliki ekran od 12,1 inča omogućava brz i direktan pristup svim postavkama.

GARANCIJA
4
godine
GARANCIJE



GARANCIJA
4
godine
GARANCIJE



ENRAF
NONIUS

TECARPULS-II

Tecarpuls-II je jedinica za diatermiju pomoću RFEC-a (također poznat kao TECAR). RFEC se koristi za popravku tkiva i za ublažavanje bolova. Omogućava vam da stimulirate ćelije i ćelijski metabolizam pomoću naizmjeničnih valova, a može stvarati i toplinu, i površno i duboko u tijelu. Tecarpuls-II generiše elektromagnetnu energiju pomoću radio talasa sa frekvencijama od 460 kHz ili 540 kHz. Ovi talasi imaju odlična svojstva penetracije tkiva. Pomoću različitih elektroda možete voditi distribuciju topline i optimizirati dubinu prodiranja. Omogućava vam da stimulirate popravak različitih tkiva kao što su ligamenti, mišići, tetive ili kosti. Tecarpuls-II se isporučuje sa tri različite vrste elektroda za tretman: kapacitivne, rezistivne i samoljepljive elektrode. Koju god elektrodu za tretman odaberete, uvijek vam je potrebna neutralna (zajednička) elektroda. Elektromagnetno polje se stvara između aktivne elektrode za tretman i neutralne elektrode. Kapacitivne i otporne elektrode dolaze u 3 različite veličine: Ø30, 50, 70 mm i brzo se i lako zamjenjuju.



KRATKOTALASNA TERAPIJA

CURAPULS 670

Novi Curapuls 670 iz Enraf Noniusa nudi efikasnu, sigurnu i lako primjenjivu terapiju za različite poremećaje lokomotornog sistema i za obnavljanje mekog tkiva. Uređaj prenosi elektromagnetsku energiju u radiofrekvencijskom spektru. Ova terapija je poznata kao PRFE (Pulsed Radio Frequency) ili PSWT (Pulsed Shortwave Therapy). Curapuls 670 generira elektromagnetsku energiju frekvencije 27,12 MHz. Zahvaljujući impulsnoj prirodni energije, uređaj može vrlo kratko prenijeti visoku snagu, praćenu relativno dugim periodima neaktivnosti. Kao rezultat, tretirano tkivo prima intenzivnu stimulaciju.

- Visoka prilagodljiva vršna snaga (maksimalno 200 W)
- Podesiva širina i frekvencija pulsa, ekran osjetljiv na dodir
- Preko 25 kliničkih prijedloga za liječenje, 100 slobodnih memorijskih pozicija
- Specijalne indukcijske elektrode, indikacija i nadzor izlazne snage
- Jednostavno podešavanje elektroda koje se vrlo lako mogu postaviti u položaj
- Mogućnost istovremene upotrebe dvije cirkuplude



PRESOTERAPIJA (LIMFNA DRENAŽA)

ENDOPRESS 442

EndoPress 442 je skoro nečujan aparat za presoterapiju razvijen od strane Enraf Noniusa koji pruža efikasan i ugodan tretman limfne drenaže. Opremljen je raznim programima koji nude varijacije u podešavanju pritiska u različitim segmentima. Ugrađeni klinički programi nude najprikladnije postavke za razne indikacije. Ovo omogućava primjenu različitih tehnika limfne drenaže. Pritisak se može brzo i tačno podesiti na vrijednosti između 20 i 150 mmHg za cijelu manžetnu ili za svaki pojedinačni segment.

- Pritisak se može podesiti po segmentu
- Dvostruka manžetna se sastoji od 5 segmenata, manžetna za jednu ruku od 7 segmenata, a manžetna za nogu se sastoji od 9 segmenata.
- Vrlo tih i snažan kompresor najvišeg kvaliteta
- Jednostavan za rukovanje preko kolor ekrana osjetljivog na dodir
- Pristup 21 kliničkom protokolu
- Memorija za pohranu više od 100 omiljenih programa
- Vrlo ugodno za terapeuta i pacijenta
- Lako se održava i čisti



GARANCIJA
2
godine
GARANCIJA



FISIOFIELD MINI

FISIOFIELD Mini je prijenosni uređaj za magnetoterapiju koji koristi impulsna magnetska polja niske frekvencije. Emitovan visok intenzitet polja (preko 100 Gauss za svaki aplikator) čini FISIOFIELD Mini vrijednom alternativom velikoj magnetoterapiji za bolničku primjenu. FISIOFIELD Mini može upravljati do 2 para kontaktnih aplikatora i do 2 pojedinačna aplikatora. Mogućnost promjene frekvencije i intenziteta emitiranog polja čini FISIOFIELD Mini pogodnim za sve terapijske potrebe koje se mogu liječiti magnetoterapijom. FISIOFIELD Mini je uređaj koji se zbog svojih karakteristika, jednostavnosti upotrebe i malih dimenzija može koristiti i za kućne tretmane. Visoka kvaliteta korištenih materijala čini FISIOFIELD Mini pouzdanim i izdržljivim.

- 2 kanala za magnetoterapiju
- Uključen par aplikatora Ø 9 cm i prateći pribor
- Snaga magnetskog polja 0-100 Gaussa
- Frekvencija 1-100 Hz
- Dimenzije 220 x 156 x 100 mm ; Težina 2 kg

GARANCIJA
2
godine
GARANCIJA



FISIOFIELD MIDDLE

FISIOFIELD MIDDLE je inovativan uređaj za magnetoterapiju koji generira pulsirajuća magnetna polja niske i srednje frekvencije. FISIOFIELD MIDDLE dio je novog FISIOFIELD asortimana, proširujući vidike tretmana pomoću magnetskih polja, u ortopedskim i traumatološkim poljima, kao i u sportskoj medicini. Operator može podesiti učestalost, intenzitet i vrijeme tretmana, kao i vrstu vala (kvadratni ili sinusoidni) kako bi selektivno postigao specifične terapijske efekte (antalglično, antiedemično, trofičko i stimulativno djelovanje) na različite vrste biološkog tkiva. FISIOFIELD MIDDLE kombinira praktičnost korištenja unaprijed postavljenih programa, kao i mogućnost stvaranja novih personaliziranih programa koristeći dostupnu slobodnu memoriju.

- 3 potpuno neovisna kanala za magnetoterapiju
- Uključen par aplikatora Ø 13 cm i prateći pribor
- Mogućnost priključenja na stacionarni solenoid s ležajem
- Dodatni pribor (opcija): Solenoidi raznih dimenzija, magnetne prostirke, tretmanski ležaj, fleksibilni aplikatori, kolica za aparat, poveske itd.

GARANCIJA
2
godine
GARANCIJA



FISIOFIELD MAXI

FISIOFIELD MAXI kao najmoćniji uređaj Fisioline linije za magnetoterapiju je u stanju da podrži 4 potpuno neovisna kanala, što omogućava istovremeni tretman 4 pacijenta s različitim patologijama. Parametri programa povezani sa 4 izlaza (frekvencija, snaga, vrijeme liječenja) mogu se podesiti zasebno, omogućujući da tretmani započnu u različito vrijeme. Širok izbor ponuđenih konfiguracija, njene jedinstvene karakteristike, poput dvostrukog vala (kvadratni i sinusoidni), te mogućnost rada na niskim i na srednjim frekvencijama, čine ovaj uređaj izuzetno svestranim, omogućavajući da udovolji bilo kojoj terapijskoj potrebi. Visoka vršna snaga koju emitira generator jednaka je 100 Gauss-a na svakom aplikatoru. Smanjene dimenzije generatora čine ovaj uređaj jednostavnim za upotrebu u bilo kojem okruženju. Korisničko sučelje opremljeno tastaturom i grafičkim prikazom, dostupno je i u 7-inčnoj verziji sa kolor ekranom osjetljivim na dodir.

- 4 neovisna kanala za magnetoterapiju
- Po izboru dostupan grafički ili 7" kolor ekran osjetljiv na dodir
- 50 terapijskih protokola za magnetoterapiju
- Standardni pribor: terapijski krevet sa solenoidom Ø 60 cm.
- Opcionalni pribor: solenoidi raznih dimenzija, magnetne prostirke, tretmanski ležaj, fleksibilni aplikatori, kolica za aparat itd.

fisioline

COMPACT-II - visokoenergetska induktivna terapija

Ljudsko tijelo je visoko provodljiv medij koji reaguje na elektromagnetnu energiju. Visokoenergetska induktivna terapija uključuje terapijsko korištenje snažnog magnetnog polja u svrhu ublažavanja boli, poboljšava mišićni tonus i stimulira cirkulaciju krvi. Visokoenergetska induktivna terapija može pomoći u ublažavanju bolova u vratu, ramenima i leđima, i aktivira proces regeneracije na ćelijskom nivou. Osim toga, može se koristiti za stimulaciju mišića – na primjer, za jačanje mišića dna zdjelice kod pacijenata koji pate od inkontinencije.

Na ćelijskom nivou, ioni unutar ćelije i membrana same ćelije provodi struje. Naboj koji nose membrane normalne i zdrave ćelije su veće od onih koje nose membrane bolesnika ili stare ćelije. Ako je naboj koji nosi ćelijska membrana prenizak, ćeliji će nedostajati energija potrebna za normalno funkcionisanje. Visokoenergetska induktivna terapija se može koristiti za obnavljanje energetske ravnoteže.



Potpuno neinvazivna stimulacija

Primijenjena visokoenergetska induktivna terapija preko COMPACT-II je vrijedan alat današnjim fizioterapeutima. Uklanjanje bolova, stimulacija mišića, poboljšanje cirkulacije krvi i aktivacija naboja ćelijske membrane su rješenja za mnoga stanja zbog čega ljudi posjećuju fizioterapeuta. COMPACT-II omogućava vam da svojim pacijentima date pravu vrstu terapije. COMPACT-II stvara moćno magnetno polje u kojem neuroni, mišići i krvni sudovi se stimuliraju na neinvazivan način. To će uzrokovati liječenje tkiva i nestanak simptoma.

Terapija se lako primjenjuje preko COMPACT-II. Terapeuti mogu aplicirati statičnu ili dinamičnu terapiju. Kod statične terapije, aplikator za tretman je fiksiran na mjestu. Ovo će izvršiti intenzivnu stimulaciju dijela tijela koji se tretira ispod aplikatora. Kod dinamične terapije, veći dio tijela se tretira ručnim pomjeranjem aplikatora preko dijela tijela koji zahtijeva tretman. Obje tehnike se mogu kombinovati u jednoj sesiji. Npr. mišićna stimulacija i terapija trigger tački se mogu kombinovati da bi se izvršila regeneracija tkiva.



Praktičan i higijenski oblik terapije

Bez obzira na vrstu odabranog tretmana, aplikator ne mora biti u direktnom kontaktu sa kožom pacijenta. Osim što je to vrlo praktično i higijenski, omogućava vam da tretirate pacijente bez potrebe za svlačenjem odjeće. Aplikator može efikasno isporučiti energiju kroz odjeću pacijenta! Ovo čini uređaj lakim za upotrebu a tretman vrlo diskretnim.

Pacijenti imaju tendenciju da osjete terapiju COMPACT-II veoma prijatnom. Primijenjeni tretman nije uopšte bolan. Tkivo je zapravo stimulirano na način koji je prijatan. To može rezultirati u brzom poboljšanju i trenutnom olakšanju boli i drugih simptoma.

COMPACT-II dolazi sa velikim 8-inčnim ekranom osjetljivim na dodir koji prikazuje sve relevantne parametre. Terapeuti mogu lako postaviti i podesiti parametre dodirom na ekran. Uređaj dolazi sa 10 predefinisanih protokola za optimizaciju toka rada za najčešća zdravstvena stanja (npr. bol u donjem dijelu leđa). To ga čini brzim, lakim i efikasnim za upotrebu.





FANGOHEATER - fango grijač

Kompaktan dizajn kao stolni model čini jedinicu pogodnom za upotrebu u bilo kojoj praksi. U grijaču je moguće obraditi Paraligno kao i Parafango Battaglia. Zbog sistema direktnog grijanja, Fangoheater je vrlo pogodan i za sterilizaciju parafina na 135° C (sterilizacija je moguća samo kada se koristi Parafango Battaglia - Paraligno ne može podnijeti ove visoke temperature). Fango grijač izoliran je staklenom vunom i isporučuje se s poklopcem protiv prskanja i hladnim držačem.

- Termostat: 0 – 100° C
- Temperatura sterilizacije: 135° C
- Potrošnja: 1200 W
- Sigurnost: automatsko gašenje kod pregrijavanja (160° C)
- Dimenzije: 37 x 37 x 41,5 cm
- Kapacitet: 15 l



PARAFFIN BATH - parafinska kupka

Parafinska kupka Enraf-Nonius djeluje po principu "au-bain-marie". Parafin se zagrijava direktno toplinom prenesenom iz tečnosti za prenos toplote (heat-transfer liquid). Kao tečnost za prenos toplote možete koristiti i specijalno termalno ulje (13 l). U ovoj kupki moguće je zagrijati Paraligno, Parafango i čisti parafin (Paraffin wax, pure form, 25 kg).

- Temperaturni opseg: 30-90° C • Kapacitet 30 l
- Unutrašnje dimenzije: 50x30x20 cm • Vanjske dimenzije: 58x32x50 cm
- Opcionalni potrošni pribor: Parafango Battaglia 12 kg, Paraligno 5 kg, Paraffin wax 25 kg, Parafoil 40x60 cm (1000 sheets), Heat-transfer liquid for the paraffin-bath 5 l.



CHILLING UNIT C-5

Mobilni uređaj za brzo hlađenje Chilling Unit C-5 dovodi hladne obloge (ColPac) ili toplo-hladne obloge (Hot/Cold pack) na idealnu temperaturu za upotrebu i osigurava da takvi ostanu cijeli dan. Posebno oblikovani rashladni elementi garantuju brzo hlađenje. Lako se pomiče uz pomoć gumenih točkova od 7,5 cm.

- Normalna radna temperatura: -12° C do -6° C
- Dimenzije : 84 x 41 x 69 cm • Težina: 74 kg
- Standardni pribor: hladni oblozi Colpac 28x36 cm (6 kom)
- Opcionalni pribor: Colpac 16x28 cm, Colpac 28x36 cm, Hot/Cold packs 30x38 cm (pak od 2 kom), Hot/Cold packs 13x30 cm (pak 6 kom), Hot/Cold packs 13x14 cm (pak od 12 kom), ručnik/spremnik za 3 obloga (towelling holder).



PACKHEATERS - grijači obloga

PACKHEATER ili grijači toplotnih obloga se koriste za grijanje i održavanje topline obloga. Temperatura vode precizno se održava termostatom na unaprijed odabranu, konstantnu vrijednost. Dostupan stolni model (kapacitet 29l) i PACKHEATER WB modeli različitih kapaciteta. Mogu se isporučiti i sa adekvatnim mobilnim stalkom (opcionarno).

- Visokokvalitetni grijač obloga, model WB dostupni kapaciteti 33 l, 47 l, 82 l i 99 l
- Rešetka za umetanje obloga od nehrđajućeg čelika (uklonjiva)
- Kućište od nehrđajućeg čelika sa strukturiranom površinom
- Izolacija koja štedi energiju, zaštita od pregrijavanja
- Elektronska kontrola temperature sa digitalnim prikazom temperature
- Silikonski grijači element sa velikom površinom za brz i dosljedan postupak zagrijavanja
- Indikatorska lampica za uključivanje i indikatorska lampica za grijanje
- Dostupni topli oblozi (opcionarno): Enno Moist 12x30 cm, Enno Moist 25x30 cm, Enno Moist 25x45 cm, Enno Moist 25x50 cm (sa otvorom za rame/koljeno), Enno Moist 25x60 cm, Enno Moist oversize 38x61 cm, Enno Moist 15x61 cm (vratni model).



IR RADIJATORI (MODEL TGS)

Tradicionalni TGS infracrveni radijatori koriste se za toplotne tretmane (infracrvena termoterapija) u fizioterapiji. Dostupne su dvije verzije:

- TGS 6,2 (900W / 6x150W) 6 terapijskih sijalica - Philips Infrared PAR 38, 150W
 - TGS 3,2 (450W / 3x150W) 3 terapijske sijalice - Philips Infrared PAR 38, 150W
- TGS infracrveni radijatori moraju biti povezani na (mobilni) sistem podrške jer je napajanje ugrađeno u postolje. Ovi (opcionalni) stalci se naručuju zasebno.
- Kućište od aluminijuma / čeličnog lima
 - Elektronski tajmer (vrijeme tretmana maksimalno 60 minuta)
 - 3 ili 6 terapijskih IR sijalica (Philips Infrared PAR 38, 150W)
 - Svaka sijalica se može uključiti ili isključiti pojedinačno
 - Zaštitna mreža kako bi se izbjegle opekotine
 - Glavni prekidač sa indikatorom napajanja
 - Montira se na mobilni stalak SST / SSU / SSV (opcionarno)



KRIOTERAPIJA - CryoOne

Rashladna sredstva su vrlo česta u sportskoj medicini, fizioterapiji i estetskim tretmanima. Hladne aplikacije se koriste za smanjenje boli, prevenciju, oticanje, smanjenje grčeva i još mnogo toga. Uz Enraf-Nonius CryoOne sada je moguće primijeniti sredstva za hlađenje tokom tretmana: bez kontakta sa kožom, sa vrlo konstantnom i sigurnom brzinom hlađenja i sa odličnim rezultatima.

CryoOne isporučuje konstantan protok zraka do -43 stepena Celzijusa. Ovaj hladni tok zraka može se primijeniti u visoko fokusiranom (statičnom) načinu ili dinamično na veću površinu. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji, protok vazduha je izuzetno konstantne temperature. Ovo je u suprotnosti s tradicionalnim hladnim oblozima, gdje temperatura stupa u interakciju s tkivom i mijenja se odmah po primjeni. CryoOne obezbeđuje izuzetno suh protok vazduha. Ovo sprječava promrzline i u suprotnosti je sa gasom hlađenim aplikacijama, gdje protok gasa može biti ekstremno hladan i vlažan, što uzrokuje ozbiljan rizik za promrzline. CryoOne je stoga izuzetno siguran za upotrebu. Nakon što uključite jedinicu, možete primijeniti krioterapiju. Nisu potrebne dodatne radnje kao što je dodavanje pakovanja u frižider ili provjera rezervoara za plin. Za razliku od plinsko hlađenih uređaja, nisu potrebni skupi rezervoari za gas za aplikaciju. Jednom kada je CryoOne u vašoj praksi, krioterapiju ćete uvijek imati pri ruci.





3444128
Gumene elektrode
4x6 cm - Ulaz 2 mm
(set od 2 kom)



3444135
Samoljepljive elektrode
Ø 5 cm Ulaz: 2 mm
(set od 4 kom)



Vakuu elektrode
3444509 - Ø 30 mm
3444503 - Ø 60 mm
3444504 - Ø 90 mm
(setovi od 2 kom)



3444129
Gumene elektrode
6x8 cm - Ulaz 2 mm
(set od 2 kom)



3444222
Samoljepljive elektrode
Ø 2,2 cm Ulaz: 2 mm
(set od 8 kom)
Primjenjive i za EMG



Spužvice za vakuu el.
3444516 - Ø 30 mm
3444505 - Ø 65 mm
3444506 - Ø 95 mm
(setovi od 4 kom)



3444130
Gumene elektrode
8x12 cm - Ulaz 2 mm
(set od 2 kom)



1480801
Tačkasta elektroda 5mm
Ulaz: 4 mm



3444507
Vakuu kabl - crni



Spužvice za elektrode
1460273 - 4x6 cm
1460266 - 6x8 cm
1460275 - 8x12 cm
(setovi od 4 kom)



1480800
Držać za tačkastu
elektrodu (4 mm ulaz)



3444508
Vakuu kabl - crveni



3444380
Gumena elektroda
za TENS 5x5 cm
Ulaz: 2 mm



3444180
Tačkasta elektroda
Ø 5 mm (olovka model)
Ulaz: 2 mm



1601901 (serija 6)
UZ tretmanska glava
multifrekventna
(1/3 Mhz) - 5 cm²




3444056
Samoljepljive elektrode
Ø 3,2 cm Ulaz: 2 mm
(set od 4 kom)



3444211
Pacijent kabl crni
dvožilni 2 mm
Plastične oznake u boji



1601911 (serija 6)
UZ tretmanska glava
multifrekventna
(1/3 Mhz) - 0,8 cm²



3444057
Samoljepljive elektrode
5x5 cm Ulaz: 2 mm
(set od 4 kom)



3444320
TensMed kabl crni
Ulaz: 2 mm
(set od 2 kom)



1630905 (serija 4)
UZ tretmanska glava
multifrekventna
(1/3 Mhz) - 5 cm²



3444058
Samoljepljive elektrode
5x9 cm Ulaz: 2 mm
(set od 4 kom)



Čičak trake za fiksaciju
3444020 - 100x3 cm
3444021 - 250x3 cm
3444022 - 100x5 cm
3444023 - 250x5 cm



1630915 (serija 4)
UZ tretmanska glava
multifrekventna
(1/3 Mhz) - 0,8 cm²



Sonde za Endolaser 120
- 100 mW, 905 nm
- 500 mW, 808 nm
- 4 x 100 mW, 808 nm
- 4 x 400 mW, 808 nm



3442942
Fiksacioni gelpad
prsten za StatUS™
(set od 3 kom)



1650805
Endopuls losion
Boca od 250 ml



3444820
Zaštitne naočale za
laser (set naočala)



3442941
Gel podloge (gelpad)
za statični ultrazvuk
StatUS™ (pak. 240 kom)



Topli oblozi Enno Moist
3448167 - 25x30 cm
3448168 - 15x61 cm
3448169 - 38x61 cm



1422816
Sonda za Endolaser 422
25 mW, pulsna laser
dioda (905 nm)



3442929
Kontakt gel 250 ml
(pakovanje od 12 kom)



Toplo-hladni oblozi
3448207 - 13x14 cm
3448208 - 13x30 cm
3448209 - 30x38 cm



1422817
Sonda za Endolaser 422
100 mW, pulsna laser
dioda (905 nm)



3442931
Kontakt gel, kanister 5l
3442932
Set za doziranje za
kanister od 5l



3448284
Hladni oblog
Colpac 28x36 cm



1422818
Sonda za Endolaser 422
500 mW, kontinuirana
laser dioda (808 nm)



1650800
Ručni transmiter sa
aplikatorom 15mm
za Endopuls 811
(Shockwave therapy)



3448108
Parafango Battaglia 12 kg
(Parafango blato)



1422819
Sonda za Endolaser 422
4x100 mW, klaster pulsna
laser dioda (905 nm)



1650808
Stalak za transmiter
za Endopuls 811



3448112
Parafinski vosak
čisti oblik, 25 kg



1468932
Nosaač za vakuum
elektrode za En-Car
kolica



Endopuls 811 aplikatori
1650801 - 25 mm
1650802 - 15 mm
1650803 - 6 mm



3448164
Paraligno, 5 kg



1629902
StatUS™ Pack 400
Statični ultrazvuk za
Sonopuls 490/492



1650810
Nožni prekidač za
Endopuls 811



3448137
Parafoil, folija za parafin
40x60 cm, 1000 listova



ManuMax™ Savršen tretmanski ležaj

ManuMax serija je nova generacija tretmanskih ležaja razvijena od strane Enraf Noniusa, svjetskog lidera u dizajnu i proizvodnji tretmanskih ležaja koji predstavljaju centar vaše prakse. Ove visokokvalitetne profesionalne ležaje razvili su stručnjaci kako bi postavili novi standard u fizioterapiji. ManuMax je prvi tretmanski ležaj s trodimenzionalnom zakrivljenom sekcijom za glavu. Otvor za lice prati oblik glave i pokriva cijelu dužinu naslona za glavu bez ikakvih šavova, čineći naslon za glavu vrlo ugodnim za pacijenta i jednostavnim za čišćenje. Maksimalna udobnost za maksimalno blagostanje. Čvrsti okvir dizajniran je da stvori najstabilniju površinu za tretman. Svi ManuMax ležaji imaju sigurno radno opterećenje od 250 kilograma. Standardno električno "all-around" spuštanje i podizanje ležaja dodatno naglašava jednostavnost upotrebe. Sistem za nježno spuštanje točkova i digitalna brava su standardni dio ovih ležaja nove generacije. Okviri ležaja dostupni su u dvije različite nijanse sive boje. Najfinije presvlake pažljivo su odabrane u raznim bojama koje odgovaraju prirodnom (natural), izvršnom (executive) ili životnom (life style) okruženju. Savršen ležaj za tretmane u vašem stilu.



ManuMax Examination

Examination linija ima dugačku sekciju za leđa, idealno za pregled i osnovne tretmane. Nema potrebe da se vaš pacijent okreće kako bi prešao iz ležećeg u sjedeći položaj. ManuMax Examination je terapijski ležaj sa dvije sekcije. Sa ekstra dugačkom sekcijom za leđa, pruža se udobna podrška čak i najvišim pacijentima. Sekcija za leđa se može podesiti pod uglom do 90° kako bi se pacijent udobno smjestio za bilo koji tretman.

Tehnička specifikacija za sve ManuMax modele:

Dimenzije (d x š): 215 x 67 cm

Podišavanje visine: 48 - 96 cm

Vrijeme podizanja (min - max): oko 18 sek.

Kapacitet podizanja: 250 kg

Napajanje: 100-240V ~ 50/60 Hz



Dostupni su dodaci poput stolica i jastuka u raznim bojama.




ManuMax Multi

Linija ManuMax Multi nudi svestrane tretmanske ležaje za modernog, zahtjevnog terapeuta. ManuMax Multi ležaji dostupni su kao modeli sa 3 sekcije (ManuMax Multi 3.3) ili model sa 5 sekcija (ManuMax Multi 3.5).

ManuMax Multi 3.3 svestrani tretmanski ležaj za zahtjevnog terapeuta opremljen je jedinstvenom ManuMax sekcijom za glavu. Pomoću ovog višenamjenskog tretmanskog ležaja mogu se izvoditi različiti podesivi položaji poput položaja fleksije.



ManuMax Multi 3.5 pored svega navedenog ima i ekskluzivne podesive naslone za ruke, koji se mogu ugrađeno spustiti i okrenuti u stranu za maksimalnu udobnost dok pacijent leži licem prema dole. Sa jedinstvenom oblikovanim otvorom za lice i rukama smještenim u potpuno opuštajućem načinu rada, ManuMax 3.5 je najergonomskiji ležaj na tržištu.



Manumed ST

Sa ovim isplativim Manumed ST ležajem za tretmane i pregled možete tretirati bilo gdje, čak i bez izvora napajanja. Zbog toga što je kvalitetni ležaj Manumed ST dostupan u električnoj i hidrauličnoj verziji. Kod hidraulične verzije vam nije potrebna utičnica! To znači da možete obaviti preglede i pružiti tretman bilo gdje, uz jednostavno podešavanje visine. Lagana pedala kojom se lako upravlja omogućava vam podešavanje visine bez napora. Ako imate pristup utičnici, električna verzija pruža potpunu jednostavnost upotrebe. Jednostavnim pritiskom na dugme (ili jednostavnim "all-around" principom) visina se podešava bez napora. Manumed ST je dostupan kao model sa 2 ili 3 sekcije.

Koju god verziju odaberete, Manumed ST je kvalitetan ležaj sa stabilnim, kvalitetnim okvirom i opremljen je visokokvalitetnim presvlakama. Zahvaljujući geometriji okvira, ispod ležaja ima i dovoljno prostora za noge, što čini sjedenje vrlo ugodnim za terapeuta. Uz opcionalni mehanizam za podizanje točkova, ležaj se može lako i brzo pomicati. Manumed ST je idealan ležaj po vrlo atraktivnoj, "budget-friendly" cijeni.



GARANCIJA
2
godine
GARANCIJA

ManuXelect

Ležaj za pregled i tretmane "par excellence" za manju tretmansku prostoriju i ograničen budžet. Zbog mehanizma makaza, ManuXelect se može sklopiti potpuno vertikalno. Prema tome, ManuXelect zauzima samo 1,4 m²! Lako podesivi dijelovi čine ovaj ležaj lakim za rukovanje i stabilnim u cijelom položaju. Isplativa varijanta za nekoga kome je na raspolaganju malo prostora. ManuXelect je dostupan kao model sa 2 ili 3 sekcije.

- Dimenzije (dxš): 207 - 209 x 67 cm (opcionalno 80 cm širina)
- Električno podešavanje visine od 48 do 105 cm
- Podešavanje sekcije plinskim oprugama
- Ergonomske ručke za upravljanje jednom rukom
- Kretanje makazama štedi prostor. Kauč se pomjera gore-dolje linearno
- Podstavljene sekcije s mekim ivicama
- Otvor za lice (sa opcionalnim čepom) osigurava udobnost pacijenta
- Opterećenje: 150 kg (opcionalno 250 kg)



GARANCIJA
2
godine
GARANCIJA

ManuXelect Traction

Verzija ManuXelect Traction posjeduje pomjerajuću sekciju s opsegom pokreta od 15 cm za izvođenje tracione terapije. Ova pokretna sekcija takođe se može zaključati za konvencionalnu upotrebu. Vaš tracioni ležaj ManuXelect standardno dolazi s pričvrstnom šinom na dijelu uzglavlja i tracionim okvirom za ugradnju uređaja za trakciju Eltrac 471. Opcije za podešavanje visine i nosivost ManuXelect Traction su iste kao i za ostale verzije ManuXelect. Dodatni pribor za trakciju:

- Eltrac 471 uređaj za tracionu terapiju
- Flexistool naslon za noge, sa odvojenim podešavanjem visine za svaku nogu
- Karlični i torakalni pojas za trakciju
- Uređaj za kliničku trakciju Saunders, uključujući nosač za Eltrac 471



GARANCIJA
2
godine
GARANCIJA

ENRAF
NONIUS



Manumed Optimal 2-section

Sa Manumed Optimal 2-section na raspolaganju vam je moderan i kvalitetan tretmanski ležaj. Robusnog izgleda i jednostavan za rukovanje. Stabilan i izdržljiv. Manje je više sa Manumed Optimal ležajem sa dvije sekcije. Dvodijelno uzglavlje, dvodijelno uzglavlje sa odvojenim nosačima za ruke i dvodijelna sekcija za leđa pružaju čitav niz mogućnosti terapeutu koji traži nekomplikirani kauč za sigurne tretmane.

- 2 (do 4) podesive sekcije, nosivost do 200 kg (opcionalno 250 kg)
- Uzglavlje se potpuno sklapa za bolji pristup cervikalnoj regiji
- Dugački otvor za nos, za proksimalno ili distalno kretanje pacijenta u ležećem položaju
- Opcionalno trokutasti otvor za nos ili bez rupe za nos
- Mehanizam za podizanje točkova za lako kretanje ležaja
- Visina se može podesiti hidraulično ili električno (model po izboru)
- Potpuno opuštena početna pozicija u položaju licem nadole sa odvojenim uzglavljem sa podesivim naslonima za ruke (opcionalno)



Manumed Optimal 3-section

Svestranost Manumed Optimal 3-section nudi modernom i zahtjevnom fizioterapeutu savršen ležaj za preglede i tretmane. Sve je moguće: položaji ležanja i sjedenja, Trendelenburg i položaj fleksije, koji se mogu prilagoditi tokom tretmana bez pomjeranja pacijenta. Ukratko, najsvestraniji ležaj na tržištu, koji terapeutu i pacijentu pruža iskustvo ugodnog tretmana. Elegantan i čvrst na uvlačivim točkovima, Manumed Optimal 3-section je očiti izbor za terapeuta koji traži profesionalni ležaj za vrhunski tretman.

- 3 (do 5) podesive sekcije, nosivost do 200 kg (neki modeli opcionalno do 250 kg)
- Mnogi podesivi položaji, uključujući fleksiju i (anti) Trendelenburg položaje
- Uzglavlje se potpuno sklapa za bolji pristup cervikalnoj regiji
- Mehanizam za podizanje točkova za lako kretanje ležaja
- Visina se može podesiti hidraulično ili električno (model po izboru)
- Potpuno opuštena početna pozicija u položaju licem nadole sa odvojenim uzglavljem sa podesivim naslonima za ruke (opcionalno)



Manumed Comfort

Tretmanski ležaj za sve. Veliki naslon čini ovaj ležaj kombinacijom prilagodljivosti i udobnosti sjedenja. Možete pacijenta prebaciti iz ležećeg u sjedeći položaj bez potrebe za pomjeranjem pacijenta. To ovaj ležaj čini popularnim ne samo kod fizioterapeuta, već i među ostalim medicinskim osobljem i estetičarima. Manumed Comfort nudi vam ležaj za pregled bez premca u vašoj ordinaciji ili studiju.

- Izuzetno veliki naslon za leđa čini ovaj proizvod idealnim ležajem za pregled
- Jednostavna promjena iz sjedećeg u ležeći položaj uz potporu plinske opruge
- Mehanizam za podizanje točkova za lako kretanje kauča
- Visina se može podesiti hidraulično ili električno (model po izboru)
- Nezavisno podesive sekcije za noge (opcionalno)
- Nosivost do 200 kg (opcionalno do 250 kg)
- Dimenzije (dxš): 200 x 67 cm (opcionalno za neke modele 80 cm)



Manumed Osteo

Tretmanski ležaj Manumed Osteo nužan je za terapeute koji žele maksimalan komfort za svog pacijenta i sebe. Ovaj tretmanski ležaj ima 4 (do 7) neovisno podesive sekcije, što omogućava tretman pacijenta u različitim položajima. Električno podešavanje položaja fleksije dolazi standardno kod tri različita tipa Manumed Osteo sa "all around" upravljanjem. Idealan ležaj za terapeuta, mnogo udobniji za obavljanje ionako teške profesije. Ležaj istinskog kvaliteta, stabilan u svom okviru i fleksibilan u svojoj upotrebi!

- 4 (do 7) neovisno podesivih sekcija, neograničen broj sjedećih i ležećih položaja
- Fleksija i (anti) Trendelenburg položaji
- Stabilnost bez premca u kombinaciji sa prilagodljivošću
- Električno podešavanje visine i električno podešavanje sekcija za maksimalnu udobnost
- 1 programabilni položaj: s jednim pritiskom na dugme, npr. u puni vodoravni položaj
- Potpuno opuštena početna pozicija u položaju licem nadole sa odvojenim uzglavljem
- Nezavisno podesive nožne sekcije ; Dimenzije (dxš): 214 x 67 cm



Manumed Exercise

Neurološka vježba sa Manumed Exercise Bobatom. Velika, izuzetno široka tretmanska površina od 100 cm do 120 cm olakšava podršku i pomoć pacijentima tokom terapijskih vježbi. Metode kretanja Bobath i Vojta mogu se primijeniti do savršenstva zahvaljujući neusporedivoj stabilnosti ovog ležaja. Čvrst tretmanski ležaj koji pruža i pacijentu i terapeutu najudobnije položaje za tretman.

- Velika površina za tretman (šxd 100x200 cm ili 120x200 cm)
- Mehанизam za podizanje točkova za lako kretanje kauča
- Električno ili hidraulično podešavanje visine
- Dostupan i model sa fiksnom visinom od 55 cm (1 sekcija - 100x200 cm)
- Model sa dvije sekcije može se koristiti za neurološke vježbe ili kao tretmanski ležaj
- Maksimalno opterećenje: 200-250 kg (opcionalno)
- Maksimalno opterećenje za model sa fiksnom visinom: 135 kg



Manumed Tilt

Specijalno dizajnirani ležaj za nagib Manumed Tilt za postupno pomjeranje pacijenata od horizontalnog do vertikalnog položaja, između 0 i 90°. Idealan ležaj za neuromotorne tretmane, između ostalog. Djeca se također mogu tretirati sigurno i bez problema.

Manumed Tilt je dostupan kao model sa 1 ili 2 sekcije.

- Nagib od 0 do 90°
- Pogodno za djecu
- Električno podešavanje visine
- Veliki točkovi za sigurno kretanje
- Dimenzije (dxš): 202 x 67 cm
- Podešavanje visine: 55 - 106 cm
- Opterećenje: 175 kg



GARANCIJA
4
godine
GARANCIJE



Eltrac 471

Eltrac 471 je vaš savršeni asistent za terapiju trakcijom. Ponovno odgovorni Eltrac 471 dekadama je pomagao mnogim pacijentima. Novi Eltrac 471 je sada poboljšán. Eltrac 471 je precizan, jednostavan za upotrebu u stvarnom vremenu i siguran! Sile se primjenjuju na pacijenta krajnjom preciznošću. Vučni napor u kablu Eltraca 471 neprestano se mjeri tokom vuče. Kontrola Eltraca uspoređuje izmjerenu vrijednost sa zadanom vrijednošću. Sva odstupanja se odmah ispravljaju. Novi Eltrac 471 izuzetno je lak za upotrebu zahvaljujući ekranu osjetljivom na dodir i intuitivnom interfejsu. Organiziran meni sa bitnim informacijama pomoći će vam u donošenju terapijskih izbora, čak i tokom same terapije. Štaviše, možete i sačuvati željene protokole. Svaka moguća kombinacija može se dodati u biblioteku protokola, čak i one koji kombinuju statičku i isprekidanu trakciju u jednoj sesiji, što donedavno nije bilo moguće! Sama statična trakcija često je previše bolna za pacijenta, posebno u akutnoj fazi kada se trakcija može pokazati veoma efikasnom. U takvim slučajevima kombinacija statične i isprekidane traccije u jednoj sesiji može biti idealno rješenje.

Sigurnost

Eltrac 471 kompanije Enraf-Nonius siguran je i odgovoran izbor. Ne samo zato što Enraf-Nonius još od 1925. godine proizvodi vrhunsku opremu za fizioterapeute, već i zato što razvija uređaje za tretmane sa najnaprednijom tehnologijom. Tradicionalnu opremu za trakciju uglavnom karakterišu kontrolirane traccione sile. Uz kontroliranu silu kontrakcije, novi Eltrac 471 nudi i jasne povratne informacije u stvarnom vremenu, mogućnost spremanja protokola i jednostavnost upotrebe koju moderna tehnologija omogućava. Pored mogućnosti spremanja vaših personalnih protokola, Eltrac je naravno opremljen i kliničkim Evidence-based protokolima za brzi početak tretmana.

Sile iznad 200 Njutna mogu ugroziti sigurnost prilikom izvođenja cervikalne traccije. Zbog toga Eltrac 471 ima ugrađenu indikaciju upozorenja kada tretman uključuje sile iznad ovog praga.



Manumed Traction

Za primjenu lumbalne i cervikalne traccije tu je specijalni ležaj Manumed Traction. Pokretne sekcije sprečavaju trenje ispod kukova i nogu, tako da se kompletna tracciona sila zapravo primjenjuje u tretmanu kralježaka. Manumed Traction dostupan je u dvije varijante: sa fiksnom ili podesivom visinom. Traccioni ležaj podesive visine takođe služi kao idealan tretmanski ležaj, jer se pokretne sekcije mogu zaključati na svom mjestu.

- Kompatibilan sa uređajem Eltrac 471
- Pokretne sekcije (mogu se zaključati na svom mjestu)
- Šine za fiksiranje remena dolaze kao standardna oprema
- Dimenzije modela s podesivom visinom (dxš): 203 x 67 cm
- Podešavanje visine: 45-95 cm
- Dimenzije modela s fiksnom visinom (dxš): 195 x 67 cm



GARANCIJA
3
godine
GARANCIJE



NubisPro

Predstavljamo NubisPro - ultra prenosivi fizio ležaj pune veličine koji se sklapa u kompaktni ruksak. Dizajniran da vam uštedi vrijeme i transportni stres, maksimizirajući vašu efikasnost. NubisPro prijenosni ležaji su vrhunsko rješenje za terapeute, sportiste i sportske klubove koji su stalno u pokretu. Uživajte u jednostavnoj mobilnosti dok imate svu svoju opremu pri ruci.

- PORTABILAN - svojom kompaktnom veličinom lako se uklapa u najmanji prtljažnik automobila i u javni prijevoz.
- LAGAN - putna težina 14,7 kg olakšava nošenje bilo gdje.
- ZGODAN - lak transport u ruksaku sa pričvršćenim točkovima.
- PRILAGODLJIV - Brendirajte ga svojim logotipom i birajte između nekoliko dostupnih boja i tri različite dimenzije.
- STABILAN - sa kapacitetom od 250 kg, istovremeno podržava i pacijente i terapeute.
- BRZA PRIPREMA - potrebno samo par minuta da ležaj bude spreman za upotrebu.



Nubis recovery chair

Nubis Recovery Chair je izuzetno lagana i prenosiva pneumatska stolica, kreirana za sportiste, sportske klubove i objekte za sportsku rehabilitaciju. Idealno rješenje za oporavak nakon treninga i takmičenja.

- Ekstremno prenosiva stolica u maloj torbi, idealna za putovanje
- Udobna za pacijenta - pažljivo razvijen dizajn za optimalnu udobnost pri dužem oporavku
- Super lagana – prijenosna težina od samo 2,9 kg
- Atraktivan izgled – dostupne brojne opcije boja i štampe logotipa
- Brza priprema - za pripremu je potrebno manje od minute
- Kompatibilan sa uređajima za oporavak - idealan u kombinaciji sa sistemima za kompresijski oporavak i udarnim/masažnim uređajima.



Nubis portable stool

Nubis stolica je izuzetno lagana, prenosiva stolica za terapeute koji traže trenutno i ergonomsko sjedište za poboljšanje udobnosti i efikasnosti tokom terapijskih sesija. Terapeuti sada mogu iskusiti vrhunsku nezavisnost i vrhunski komfor sa ovom korisnom stolicom. Dizajnirana sa površinom zasnovanom na pritisku prilagođenom terapeutu, garantuje neusporedivu udobnost tokom terapijskih sesija, dok njegova prilagodljiva baza u četiri tačke osigurava maksimalnu stabilnost na različitim površinama.

Nubis stolica se praktično sklapa u priloženu torbu, sa određenim prostorom za odlaganje pumpe, zauzimajući minimalno prostora u vašem prtljagu. Raspakivanje i postavljanje su jednako efikasni, jer se stolica može naduvati za manje od minute. Sa samo 2,7 kg putne težine, ovaj lagani pratilac može vas spasiti od prekomjernih naknada za prtljagu i problema sa skladištenjem kada ste u pokretu, što ga čini idealnim izborom za česte putnike.



DOSTUPNE BOJE LEŽAJA

Odgovarajući Enraf-Nonius ležaj za svaki enterijer. Kao i u drugim praksama, ugodan ambijent važan je i u fizioterapijskim praksama. Klijenti se moraju osjećati ugodno u sobi u kojoj se tretiraju. Kako je svaka ordinacija različito opremljena i ima svoju šemu boja, tretmanski ležaji trebaju da se uklapaju u vaš prostorni izgled i osjećaj. Enraf-Nonius proizvodi tretmanske ležaje u nekoliko različitih boja okvira i presvlaka. Enraf-Nonius vrhunske presvlake od imitacije kože ne sadrže ftalate i sačinjene su od nezapaljivog materijala - jedinstvena kombinacija koja ovaj materijal čini pogodnim za medicinsku upotrebu!

NATURAL



811
volcano black



850
walnut



851
sand



886
leaf



888
snow






LIFESTYLE



410
anthracit



406
petrol



407
cherry



408
terracotta



409
skin





EXECUTIVE



012
black



213
grey



199
lavender



204
sirius blue



169
cornflower blue



170
baby blue






Frame colours



Ral 7035
grey



Ral 9005
black



Ral 9010
white





3xxx002
Stolica sa podesivom visinom 40-53 cm



3445023
Pojas za fiksiranje sa čičak trakom 120 cm



3xxx005
Jastuk za masažu, 30x28x8 cm



3xxx011
Mobilna stolica na točkovima, podesiva visina 59-85 cm



3445014 / 3445015
Pojas za fiksiranje sa čičak trakom 160/240 cm



3xxx015
Jastuk u obliku klina 50x30x15 cm



3xxx012
Mobilna stolica opremljena naslonom za noge, podesiva visina 59-85 cm



3445475 / 3445474
Pojas za fiksiranje sa sigurnosnim zaključavanjem dužina 250/350 cm



1550813
Čep za otvor za nos, trokutastog oblika (samo u crnoj boji) 16,5 x 21 cm



3xxx013
Mobilna stolica sa anatomskim sjedištem, podesiva visina 43-56 cm



344524X
Prekrivač za ležaj, sa izrezom za nos, dostupan u različitim bojama



3445297
Klinasti, Kaltenborn, gumeni model (samo u crnoj boji) 22,5 x 10,5 x 8,5 cm



3xxx020
Mobilna stolica, sedlo sjedište, podesiva visina 59-85 cm



3xxx002
Polu rola, ravno dno, mala 28 x 9 x 11 cm, posebno za gležanj



Vreća za podršku (pijesak)
3446161 - 1 kg 15x25 cm
3446162 - 2 kg 18x27 cm
3446166 - 4 kg 25x35 cm
3446167 - 7 kg 30x45 cm



3450105
Držač papirne rolne za Manumed ležaje, za rolne od 50 i 60 cm, montiran ispod uzglavlja




3xxx003
Polu rola, ravno dno, većih dimenzija, 56 x 16 x 18 cm



Papirne rolne
3445284 - 40 cm, d.150 m
3445278 - 50 cm, d.150 m
3445279 - 60 cm, d.150 m




1550800
Držač papirne rolne za Manumed ležaje, za rolne od 50 cm, montiran ispod nožne sekcije



3xxx023
Masažni valjak 50 x Ø15 cm



1550810
Ginekološki set (Comfort)



3445280
Stalac za papirne rolne (podni) za rolne od 40, 50 i 60 cm



3xxx004
Jastuk za vrat, tip pješčanog sata, 30 x 15 cm



1471808
Uređaj za kliničku trakciju Saunders, uključujući nosač za Eltrac 471



Wörishofen UW GI 1800 AC

Podvodni i kombinirani sistem Wörishofen i Boppard dostupni su opremljeni raznim opcijama: podvodna masaža (UW), elektro-galvanski sistem upravljanja za galvansku kupku nazvanu „Stanger“ kupka (GI) i suha jedinica za plinsku kupku sa CO₂. Sistemi su usklađeni sa njemačkim Zakonom o medicinskim proizvodima (MPG) i garantuju jednostavan i prikladan rad. Kvalitetna armatura, usavršeni elektronički sistem i visokokvalitetni akrilni materijal za kadu, robustan plastični premaz i čvrsta izrada osiguravaju izvanrednu trajnost.

Mnogi praktični i inteligentni detalji koje sadrže Trautwein sistemi garantiraju ugodne radne uvjete. Brzo punjenje i pražnjenje osigurava efikasan priključak ulazne cijevi za umivaonik od 1 1/4", sa automatskim uređajem za punjenje na zahtjev i priključkom za izlaznu cijev od 2 1/2". Rješenja za individualne potrebe mogu se odabrati iz velikog broja modela i veličina (dostupne su kade s dvije različite unutarnje dimenzije od 1.800 mm ili 2.000 mm za 600 litara ili 800 litara). Kada i okvir dostupan je u nekoliko različitih boja.



München M 2130 AC

Trautwein u medicinskim kadama može davati kiseonične, ugljen-dioksidne ili vazdušne kupke. Također se mogu koristiti za kupke sa svim vrstama aditiva ili npr. kupke u blatu i slanoj vodi. Struktura kade izrađena je od visokokvalitetnog akrilnog materijala što je čini lakom za čišćenje i praktičnom. Modeli Wörishofen, München i Sylt mogu biti opremljeni podesivim reduktorom veličine kade i potpornim ručkama za maksimalnu sigurnost.

POSEBNA OPREMA.

- Komplet za odvod komprimiranog zraka, tip L.
- Komplet za odvod kisika, tip O₂.
- Set za povlačenje CO₂, tip CO₂.
- Objekt za signalizaciju hitnih poziva.
- 2 1/2" priključak izlazne cijevi, postojani 1 1/2".
- Podrške za siguran ulaz i izlaz.
- Oprema za mineralnu i morsku vodu.



Hydroxeur® Diane

Zbog svojih dimenzija, Hydroxeur® Diane 100 savršena je za manje prostorije, a ujedno je i cijenovno pristupačnija. Za primjenu podvodnih masaža putem 60 mlaznica. Voda i zrak u jednom kanalu osiguravaju vibracijsku masažu i mikrofinu smjesu aditiva za kupanje. Zahvaljujući Hydroxeur® principu, ova kada za hidroterapiju visoke klase nudi jedinstveni način opuštanja na kraju dana.

Obloga za Hydroxeur® kade serije 100 dobila je novi moderan dizajn. Osim atraktivnijeg dizajna, nova obloga nudi i druge prednosti:

- Tuš je integriran u kadu kao razvlačivi tuš.
- Po potrebi se u kadu može ugraditi uređaj za dezinfekciju.
- Opcija svjetla u boji: 4 kolor LED visokih performansi higijenski su ugrađeni u tijelo kade. Ovo homogeno svjetlo donosi vrlo lijepo, jasno osvjetljenje tijela kade u svim dugim bojama. Za osobe koje se kupaju i kojima će trebati posebna pomoć za ulazak i izlazak iz kade, Hydroxeur® može biti opremljen ručnom ogradom.

Ergoform SUW 2100 K

Trautwein kada u obliku leptira, kapaciteta 1100 litara, idealna je za podvodne vježbe i masaže. Njegov poseban oblik omogućava dovoljno prostora za opsežne gimnastičke vježbe za ruke i noge. Pored podvodne masaže, kada u obliku leptira može se koristiti i za galvanske kupke pomoću pokretne električne GF ili GI jedinice.

- Moćna plastična pumpa (200l/min) sa zaštitom od rada na suho
- Sa mlaznim crijevom i raznim mlaznicama, ručni tuš
- Kontrola masažnog pritiska sa displejem, 0-5 bara
- Udobno topla plastična struktura kade
- Korisnički orijentirani visokokvalitetni okovi
- Tri potporne ručke za siguran ulaz i izlaz

Opcija: podesivi skraćivač kade, remen za pozicioniranje, podesivi naslon za glavu, stepenice za pristup kadi, poziv za hitne slučajeve, automatsko punjenje, ručka za podršku i šipka za vježbanje.



Wörishofen GI-VZ

Brojne su mogućnosti tretmana u četveročelijskoj kadi Wörishofen GI-VZ: galvanske kupke standardno opremljene sa 4 impulsne struje, kao i kupke u stilu Kneippa koje izmjenjuju toplu i hladnu vodu ili kupke s povišenom temperaturom. Terapijske kupke sa mlaznicama naizmjenične temperature mogu se automatski primjenjivati s WBS dodatkom. Nepomična zakretna stolica podesiva po visini omogućava pacijentu podizanje ili spužtanje prema potrebi.

- Čelije su napunjene vodom različitih temperatura
- Mikroprocesorska kontrola GI-VZ za pojedinačne i višočelijske tretmane
TRETMAN KONTRAST KUPKE WBS (OPCIONALNO)
- Digitalna indikacija toplih i hladnih perioda tretmana kao i broja naizmjeničnih tretmana
- Dodirna tabla za jednostavno rukovanje
- Uslužna integracija u kontrolnu ploču
- Mala potrošnja vode zbog mlaznica za prskanje. Ugodan i udoban tretman



Pedi-Jet and Mani-Jet

Pedi-Jet i Medi-Jet su hidroterapijski sistemi za primjenu intenzivnih podvodnih masaža na ekstremitetima sa 34 mlaznice i uz pomoć isprekidane smjese voda/zrak. Snažna cirkulacijska pumpa za vodu (250l/min) ima zaštitu od rada na suho i integriranu pumpu za mlaz vode za dodavanje zraka. Jednostavan rad osigurava digitalni vremenski prekidač, 1/2 °termostat za punjenje i ventil za regulaciju zraka.

- Boje uključene u paletu boja Trautwein dostupne su bez dodatne naplate
- Kade od bešavnog duboko izvučenog akrilnog stakla
- Vanjski poliesterski pokrivač.

OPCIONALNI PRIBOR

Kneippova kontrastna kupka za stopala može se isporučiti opremljena WBS sistemom za kontrolu kontrastne kupke za automatske performanse.



TRAUTWEIN



Hydroxeur® 200

Hydroxeur® 200 nudi sve prednosti luksuzne kade u estetskom dizajnu opremljenom modernom i pouzdanom tehnologijom. Kada sa raznim opcijama opreme omogućava doživljaj vitalizirajućih masaža sa do 290 mlaznica vode i vazduha raspoređenih ergonomski u 5 anatomskih zona, a takođe može ponuditi i mlaznu kadu sa 60 mlaznica (opcionarno) u odvojenom sistemu cijevi. LED reflektori bez treperenja dopuštaju vodeni sjaj u svim duginim bojama. Tasteri, odvojeni ili integrisani vodoootporni ekran osjetljiv na dodir ili tablet sa bluetoothom (opcionarno) omogućavaju jednostavno upravljanje kadom. Individualne mogućnosti dizajna garantuju savršenu integraciju u vašem spa i rekreacijskom području.

- 144 specijalna mlaza raspoređena ergonomski u 5 anatomskih zona
- Pumpa sa cirkulacijom vode većom od 300 litara / min.
- Hydroxeur® funkcija (ubrizgavanje zraka u vodu za podsticajnu masažu)
- Automatski sistem za ispiranje za efikasno čišćenje i dezinfekciju vodenog kruga
- Svi funkcionalni dijelovi montirani su na zasebnu jedinicu integriranu u oblogu



Hydroxeur® California Twin

California twin Hydroxeur® hidromasažni bazen ima mjesta za dvije osobe. Pruža četiri vrste wellnessa odjednom: šarenu svjetlosnu terapiju, masažu vodom i zrakom, masažu zvučnim valovima i aromaterapiju. Kalifornijski blizanac masira dvije osobe sa 120 mlaznica vode i zraka. Šarene zrake svjetlosti ispunjavaju vodu i stvaraju ugodnu atmosferu. Princip Hydroxeur® za savršen tretman od aromaterapije do Thalasso terapije.

Ova kada idealna je za komercijalnu upotrebu u banjama i spa apartmanima, kao i za privatnu upotrebu u sofisticiranim domovima. Zbog jednostavnog rukovanja pogodan je i za hotelske apartmane. Pored standardnih masažnih funkcija, California Twin vas tretira i masažom zvučnih valova. Kada djeluje kao zvučnik, masira vas zvučnim valovima i omogućava vam da slušate i osjetite opuštajuću muziku. California Twin se lako može integritati u vaše kupatilo, hotelski spa ili wellness centar: kada se može ugraditi u postojeću strukturu ili pokriti pločicama u potpunosti ili djelomično. Posebno atraktivan efekat može se postići i indirektnim osvjetljenjem obloge.



Thermo-Spa

Thermo-Spa daje neopisiv osjećaj bestežinskog stanja. A ovisno o odabranim opcijama, razmazice vas i zvučnim valovima i masažom suhom vodom. Doplutajte i sanjajte iznad luksuzno tople vode. Thermo-Spa pogodan je za sve vrste terapijskih i kozmetičkih paketa za tijelo - od algi, sijena i komine do blata i fanga. Gost legne na jastuk u krevet i omotan je mekanim slojem folije. Toplina pospješuje cirkulaciju i otvara pore, omogućavajući koži da upije aktivne sastojke za postizanje optimalnih rezultata.

Poput iskusnog terapeuta, Thermo-Spa vrši masažu od butina do vrata. Mlaznice vode regulirane temperaturom izbacuju se s donje strane površine kreveta, oslobađajući napetost mišića. Na taj način gost iskusi ljekovitu snagu vode bez kontakta s vodom.

Dodatni modul Concerto upotpunjuje wellness iskustvo: muzika ugađa ušima dok zvučni talasi masiraju tijelo. Sva voda sadržana u plutajućem krevetu lagano vibrira tako da se zvučni talasi mogu čuti i osjetiti. Dodatni zvučnici nisu potrebni jer je sam uređaj zvučnik. Nebeski osjećaj.

AquaThermoJet

Bolovi u leđima i stanja umora zbog nedostatka fizičke aktivnosti i prevelikog naprezanja često dovode do smanjenog kvaliteta života. 32 rotirajuće mlaznice vodenog mlaza AquaThermoJet smještene su ergonomski u 7 zona i opuštaju tijelo od stopala do ramena. Masaža se izvodi kružnim pokretima u pravcu srca, kao tokom tretmana fizioterapeuta. Mekani i ugodni površinski film i umirujući mlazovi tople vode opuštaju mišiće i povećavaju osobni osjećaj dobrobiti. AquaThermoJet nudi atraktivnu, razumnu i jeftinu alternativu manualnoj masaži u bilo koje vrijeme. AquaThermoJet je izvršno pogodan za upotrebu u wellness centrima, centrima za uljepšavanje i fitness, gdje se njime može upravljati na samoposluživanje pomoću aparata na kovanice.

- Ublažava napetosti mišića.
- Poboljšanje cirkulacije krvi i metabolizma.
- Zatezanje tkiva.
- Stimulacija limfnog sistema.
- Smanjenje stresa.



Ergolima

Luksuzni mokri masažni sto Ergolima nudi vrhunsku udobnost za tretmane u ležećem položaju. Ležeći na zagrijanoj površini, gost se može opustiti naslonivši ruke na ergonomski oblikovan plato pored tijela. Oslonac za glavu je stupnjevito podesiv i može se prilagoditi da savršeno udovolji zahtjevima gosta. U tako ugodnom položaju gost može zaista uživati u tretmanima kojima je potrebno duže vrijeme, poput masaže četkicama od sapuna, pilinga, hamama, vrućih kamena ili ajurvedskih tretmana - i uvijek će voljeti doći ponovo. Materijal površine: visokokvalitetno strukturirano akrilno staklo.

- Prostrana ležeća površina, pogodna i za višočije goste
- Udobna površina grijana termostatom
- Uključuje jastuke za optimalnu potporu glavi, prsima, leđima, koljenima i stopalima
- Stol se spušta u visinu stolice radi sigurnog uspona i silaska
- Termostatska miješalica, podesivi ventil, crijevo za ispiranje i slavina
- Kontrolna ploča na ivici stola za jednostavnu upotrebu
- Kanali sa strane, odvodi i kosa ležeća površina olakšavaju odvod tekućina



Twaèli

Ovisno o opremi, Twaèli može biti šik i udoban termo ležaj ili - ako je potpuno opremljen masažom zvučnih valova - djeluje zagrijavajuće, smirujuće na tijelo, duh i dušu. Bilo koja muzika se može puštati pomoću internog audio uređaja. Zvuk je kristalno čist, a zvučni valovi se posebnom tehnikom prenose na ležaj. Za duboku rekreaciju i dragocjen stav prema životu! Na zahtjev, Twaèli se takođe može isporučiti bez ikakvih dodataka, jednostavno kao udoban dizajnerski kauč.

Ležaj sa fascinantnim faktorom opuštanja razmaziti će vas kad god je to potrebno: nakon saune ili nakon stresnog dana. Razvijen za moderne profesionalna saune i wellness odmarališta, Twaèli jednako obogaćuje luksuznu privatnu sferu.

VERZIJE

- Termo ležaj: osnovna oprema s grijanjem.
- Ležaj za termo i opuštanje: uz dodatnu masažu zvučnim valovima, opcionalno.
- Dizajnerski ležaj: sa povoljnijom cijenom bez uređaja za grijanje.



TRAUTWEIN



EN-Dynamic serija

Fizička rehabilitacija obnavlja i poboljšava sposobnost osoba s tjelesnim oštećenjima. Većina ovih oštećenja su ozljede koje pogađaju zglobove, kosti, kičmenu moždinu, mišiće, ligamente i živce. Cilj ove vrste tretmana je poboljšati neovisnost pacijenata. S EN-Dynamic jedinicama osigurano je da imate najsigurnije i najučinkovitije jedinice za fizičku rehabilitaciju. Sve pneumatski opremljene za gornje i donje ekstremitete i trup.

Uz EN-Dynamic možete pružiti ne samo medicinsku terapiju obuke ili prilagođene vježbe pretilim ili prekomjerno težim pacijentima, već i poboljšati mišićnu snagu, izdržljivost, stabilnost i koordinaciju ili liječiti pacijente prije i nakon operacije, nakon ozljeda i mišićno-koštanih problema. Stariji, mladi pacijenti, odrasli kao i sportisti mogu imati koristi. Ozlijeđeni sportaši mogu čak i nakon fizičke rehabilitacije EN-Dynamic odlučiti da nastave trenirati s EN-Cardio ili EN-Strength jedinicama kako bi poboljšali izdržljivost ili snagu.



Jednostavna upotreba i podesivost

Šesnaest mašina koje rade sa zračnim pritiskom uz pomoć kompresora (vježbanje bez utega) lako su dostupne, lako podesive i mogu se koristiti sa pametnim softverom EN-Train ili bez njega koji omogućava terapeutu i pacijentu da prate postavke treninga i napredak programa vježbanja. EN-Dynamic jedinice su razvijene na takav način da su mogući minimalni koraci u povećanju otpora (uvijek tačno doziranje) i moguće je prilagoditi od vrlo malog do vrlo velikog otpora. Na osnovu fizičkog problema pacijenta, EN-Dynamic jedinice omogućuju izgradnju terapije, poboljšavajući fizičko i mentalno blagostanje. Ne samo da će se poboljšati fizičko stanje, već i samopouzdanje pacijenta da se suoči sa svakodnevicom.

Sa bilo kojom EN-Dynamic jedinicom, u kombinaciji s EN-Trainom, moguće je stvoriti prilagođeni plan treninga ili koristiti unaprijed programirane parametre. Uz pomoć programa EN-Train još je lakše voditi, pratiti i uključiti pacijente! Tokom vježbi, postavke se mogu prilagoditi ako terapeut želi. Intervencija terapeuta je moguća u svakom trenutku.



User-friendly touchscreen interfejs

Nova EN-Dynamic serija opremljena je korisničkim sučeljem ekrana osjetljivim na dodir i ergonomskim poboljšanjima u modernoj postavci boja kako bi odgovarala zahtjevima današnjih terapeuta. Ove se značajke razvijaju uz ulaganje profesionalaca, korisnika i industrije. Rezultat je serija EN-Dynamic jedinica za vježbanje koje se koriste u medicinskoj terapiji obuke (MTT), pojedinačno, u sportskoj terapiji ili općoj fizioterapiji, za pacijente ili sportiste.

- Sada je moguće snimiti ispravan pokret pod vodstvom terapeuta. Nakon snimanja, zaslom će pomoći pacijentu da vježba sa (snimljenim) ispravnim ROM-om i brzinom
- Jednostavno okrenite dugme za podešavanje otpora i počnite vježbati
- Ili programirajte jednostavnu sekvencu treninga (ponavljanja ili vrijeme treninga, broj setova i vrijeme pauze) u samo nekoliko sekundi
- Moguće je čak i pripremiti kompletnu obuku na čip kartici sa softverom EN-Train
- Uz pneumatski otpor, pacijent trenira na dosljednom nivou tokom cijelog treninga
- Postavke otpora se mogu izvršiti pomoću zaslona, bez gnjavaže i bez utega





1455952 EN-Dynamic
Back Trainer



1455954 EN-Dynamic
Abdominal Trainer



1455966 EN-Dynamic
Rotator



1455951 EN-Dynamic
Chest Press



1455953 EN-Dynamic
Pull Down



1455957 EN-Dynamic
Shoulder Press



1455956 EN-Dynamic
Rowing



1455964 EN-Dynamic
Triceps Dips



1455960 EN-Dynamic
Fly



1455961 EN-Dynamic
Total Hip



1455955 EN-Dynamic
Leg Extension



1455959 EN-Dynamic
Abduction



1455958 EN-Dynamic
Adduction



1455962 EN-Dynamic
Seated Leg Curl



1455963 EN-Dynamic
Seated Leg Press



1455965 EN-Dynamic
Squat





EN-Motion

EN-Motion inovativna traka za trčanje predstavlja dragocjenu vrijednost za svijet fizioterapije i aktivne rehabilitacije. EN-Motion objedinjuje davno uspostavljeni, pouzdani Enraf-Nonius kvalitet i praktično iskustvo stručnjaka za kretanje: robusnu, modernu i elegantnu traku za trčanje koja pruža nenadmašne performanse, sa jakim naglaskom na sigurnost i ergonomiju u svom dizajnu. EN-Motion je traka za trčanje koja savršeno odgovara potrebama i zahtjevima stručnjaka za kretanje, sada i u budućnosti.

- Traka se automatski prilagođava brzini korisnika, bez potrebe za pritiskom na komande
- Birajte između različitih testova vježbanja, uključujući 6 MWT (6 minute walking test)
- EN-Motion ima izuzetno nisku visinu praga od samo 12,5 cm
- Progressive Shock Absorption (PSA), snažan i tih motor
- Jednostavan za upotrebu sa ekranom u boji s jakim grafičkim karakteristikama
- Dual Slope Technology (DST) - elektronsko podešavanje pozitivnog/negativnog nagiba
- Bočni rukohvati višenamjenskog oblika, električno podesivna visina (opcionalno)



EN-Cardio Crosswalker

En-Cardio Crosswalker je totalni vježbajući ergometar u kojem su i gornji i donji ekstremiteti u potpunosti uključeni u proizvodnju snage. Kombinacijom ova dva balistička pokreta postavljaju se izuzetno visoki zahtjevi za korisnikovim kardio-respiratornim kapacitetom. Uz to, ovaj ergometar je izuzetno pogodan za pacijente s ograničenim kardio-respiratornim funkcijama, jer je moguće postaviti izuzetno nizak otpor od samo 5 W.

- Ujednačenost u radu
- Ekran osjetljiv na dodir u boji, ergonomski dizajn
- Vodootporna kočnica otporna na habanje
- Nadgledanje pulsa pomoću Sigma Sport pojasa za prsa i ugrađenog prijemnika
- Pojasni pogon sa malo buke
- Tehnologija pametnih kartica, Gaming mod, HR-training zones
- Automatizacija uz EN-Train ili EN-Track chip kartice



EN-Tree Pulley

Asortiman EN-Tree nudi kompletnu gama za medicinsku terapiju treningom (MTT). Terapija medicinskim treningom koncept je koji se koristi za jačanje mišića, mobilizaciju, poboljšanje izdržljivosti i poboljšanje koordinacije. Sa EN-Tree jedinicama aktivno vježbanje moguće je za gotovo svakoga. Zdravi pojedinci, pacijenti sa specifičnim potrebama za vježbanjem i korisnici invalidskih kolica mogu ući u vlastite programe obuke. To je moguće zbog široke raznolikosti primjene opterećenja i lakoće prilagodbe EN-Tree potrebama svakog pojedinca. Dostupne EN-Tree jedinice:

- EN-Tree Pulley (24 kg) - standardna svestrana jedinica s rasponom od 0,25 kg do 24 kg
- EN-Tree Pulley Explosive (54 kg) - idealna jedinica za vježbanje brzih eksplozivnih pokreta u rasponu od 0,33 kg do 18 kg.
- EN-Tree P - pneumatska jedinica (bez tegova) za trening snage i za trening brzih eksplozivnih pokreta u rasponu od 0,66 kg (6,6 N) do 24 kg. EN-Tree P se može potpuno automatski prilagoditi pomoću EN-Train sistema.
- EN-Tree M - mjerna jedinica, dostupna u normalnoj ili eksplozivnoj verziji i opremljena softverom u svrhu kvantifikacije pulley vježbi.



EN-Cardio Bike Reha

Bike Reha je zanimljiv i za (profesionalne) sportaše. Otpor može varirati od 5 do 400 W! Ciklus nudi mogućnost izvođenja različitih testova poput VO2-Max testa, testa od 3 i 12 minuta i testa strmih rampi. To znači da je moguće steći uvid u različite aspekte stanja sportista. Bike Reha se može kontrolirati uz koncept EN-Train i EN-Track tako da se unaprijed na jednostavan način može sastaviti cijeli trening. Protokol vježbanja i pojedinačne vrijednosti treninga ciklusa automatski se postavljaju pomoću čip kartice. Sofisticirani i opsežno testirani interfejs osigurava da svi, mladi ili stari, mogu jednostavno vježbati s ovim ergometrom visokih performansi.

- Kolor ekran osetljiv na dodir, ergonomski dizajn
- Vodootporna kočnica otporna na habanje
- Nadgledanje pulsa pomoću SigmaSport pojasa i ugrađenog prijemnika
- Pojasni pogon sa malo buke
- Tehnologija pametnih kartica, Gaming mod, HR tranining zone
- Upravljač i sjedlo vodoravno i okomito podesiv
- Dostupne presvlake različitih boja



EN-TRAIN koncept

EN-Train je novi softverski koncept kompanije Enraf-Nonius za medicinsku terapiju treningom (MTT) i medicinsku kondiciju. Koncept koji vam omogućava da brzo i s lakoćom osmislite najbolje programe vježbanja za svoje pacijente. To se može postići pomoću 3 okvira s alatima koji čine standardni dio programa. Na primjer, pomoću unaprijed programiranih protokola vježbanja možete osmisliti visokokvalitetni program kardio treninga ili treninga snage koji u potpunosti zadovoljava vaše potrebe i uvide.

EN-Train takođe ima mnogo toga da ponudi na polju ispitivanja i mjerenja. Razni testovi (uključujući 6MWT, test strmih rampi, test snage 1RM) i mjerenja (krvni pritisak, procenat masti itd.) standardni su dio paketa. Omiljene testove i programe vježbanja možete spremati pod bilo kojim imenom. U kratkom vremenu možete stvoriti listu svojih ličnih favorita. Ovi favoriti se mogu pozvati sa samo nekoliko klikova mišem i povezati sa svakim pacijentom na vašoj listi pacijenata (baza podataka).



EN-TRAIN kompletno rješenje

EN-Train je najbolji softverski paket za terapeute koji traže kvalitetno rješenje za medicinsku terapiju. Program vam nudi potpunu slobodu u kreiranju treninga i kontroli nad izvršenjem. EN-Train vam pomaže da brzo i lako napravite pravilan izbor za optimalni tretman u svakoj fazi procesa rehabilitacije. EN-Train totalni koncept omogućava vam da:

- Objektivno testirate i izmjerite status pacijenta
- Dizajnirate ciljne programe vježbanja
- Automatizirate rutu kroz sobu za vježbanje
- Pratite i prilagodite napredak programa vježbanja
- Optimizirate iskorištenost vaše vježbaonice

EN-Train pomaže da rehabilitacija postane kontrolirani postupak njege. I terapeut i pacijent mogu u svakom trenutku dobiti uvid u napredak i rezultate svojih napora.





3446396
Stepenice za vježbanje



3446188
Klupa za kvadriceps



3446257
Razboj za vježbe, 4 m



3446325
Rameni točak, Tip III



3446437
Rameni točak, Tip I



3446483
Švedske ljestve



3446311
Korekciono ogledalo 168x60 cm



3446383
Švedska klupa



3013018
Balans ploča 150x60x17 cm



1469911
Balans platforma Ø 50 cm



344615X
Fizio lopte i pumpe



344623X
Tegovi bučice, setovi 1-5 kg



344765X
Tegovi na povez 0,5-5kg



1441900
Prosupinator, podesivi otpor



3446251
Stalak za odlaganje (bez pribora)



344657X
Eggsercizer



Mobilni ormarić za opremu
"Maxi" 150 x 62 x 148 cm



C+P® Ormarić za opremu s
ladicama 195 x 120 x 50 cm



Sypro® Ballbox ROBUST
Mobilni kavez za lopte



Ormar za sportsku opremu
Type II 195 X 120 X 50 cm



Mreža za gimnastičke
i fizio lopte



Set kromiranih bučica (1-10kg)
zajedno sa stalkom



Kübler Sport® Ball bag
Vreća za 12 lopti




Schildkröt® trener šake i
podlaktice



Physio reflex ball
5 cm - 7 cm



Tanga sports® masažna lopta
Promjer 6, 7, 9, 10 cm



Tanga sports® Koordinacijski
prsten - veliki 70 cm Ø



Digi-Flex®
trenažer za šaku



Thera-Band® fleksibilne šipke za
vježbe, duž. 30 cm, tvrda guma



Sklopivi trenažer za
ruke i noge sa LCD ekranom



Togu® Theragym Pro
Set od 6 kom



Trimilin® Trampolin Vario 100
PLUS - 102 cm diametar



AIREX® Yoga ECO Pro Mat
180 x 61 x 0,4 cm



AIREX® Yoga ECO Grip Mat
180 x 61 x 0,4 cm



AIREX® Gymnastics FITNESS 120
120 x 60 x 1,5 cm



AIREX® Gymnastic Mat HERCULES
200 x 100 x 2,5 cm



AIREX® Gymnastic Mat ATLAS
200 x 125 x 1,5 cm



AIREX® Gymnastic CORONELLA
185 x 60 x 1,5 cm



AIREX® Gymnastic FITLINE 180
180 x 60 x 1,0 cm



AIREX® Gymnastic Mat Xtrema
175 x 58 x 0,6 cm



Tanga sports® Gymnastic
Sklopiva 180 x 60 x 0,7 cm



BLACKROLL® MAT
185 x 65 x 0,5 cm



AIREX® Gymnastics FITLINE 100
100 x 50 x 0,8 cm



AIREX® Gymnastic CORONELLA
200 - 200 x 60 x 1,5 cm



Airex® Bag
60 i 100 cm



Airex® Wall Suspension
Zidni nosač za strunjače š. 65 cm



Kolica za strunjače
78 x 206 x 52 cm



Kübler Sport® kolica za strunjače
126 x 80 x 120 cm



Gonge® Build N' Balance
Starter Set



Gonge® Build N' Balance
Set Taktil



Gonge® Build N' Balance
Large Set



Gonge® Build N' Balance
Medium Set



Pedalo® Sausmaus
Allround



Table bowling
alley



Japanese billiards
193 x 42 x 7 cm



Dragonskin® Softball THERMO
diametar 16 cm



Gonge® Body Wheel
Ø 46 x 29 cm / Ø 59 x 29 cm



Erzi® Role Slide
duž. 115 cm, 205 cm, 300 cm



Erzi® Mirror Box Playcube
105 x 105 x 92 cm



TheraBeans®
Set 30 kg + Acryl Box



Chinesport ERGO SET 1
40 x 30 x 32 cm



Artzt Vitality®
Neuro-Training Set



Theraflex Putty
Pak. 85 gr. ili 450 gr.



Erzi® Balance Board Thera
73 x 47 x 7,3 cm



softX® Spinal Column Pad
40 x 22 x 4,5 cm



softX® Wedge-Shaped
38 x 38 cm




softX® Semi Circle Roll
40 x 25 x 12 cm



softX® Rest Cushion Roll
40 cm, ø 15 - 25 cm



Massage wedge, black
15 x 10 x 3,5 cm



Lordosis Wedge
40 x 29 x 6 cm




Posture Wedge 1-2 Leg Hollows
70 x 22 x 19 cm



Posture Wedge
70 x 55 x 30 cm



Posture/Support Pad
50 x 25 x 20 cm




Semi Circle Roll
50 x 18 x 9 cm



Three-Quarter Roll
50 x 18 x 15 cm




Posture Roll
50 cm, ø 15 cm



Cube - creme
40 x 40 x 40 cm



Leg Pillow
55 x 67 x 22,5 cm



Seat Wedge Cushion
37 x 37 x 7/1 cm



Face Cushion
30 x 32 x 7 cm



tanga sports® Fascia Double Ball
24 x Ø 12 cm



tanga sports® Fascia Ball
Ø 8 cm



Pure 2Improve® Massage Ball
Ø 6,8 cm



Blackroll® Twister
7 x 5 cm



tanga sports® Fascia Roller
30 x 15 cm



Blackroll® TWIN
30 x 13 cm



Blackroll® STANDARD
Ø 15 cm x 30 cm



Blackroll® SLIM
30 x 10 x 10 cm



Erzi® Woodroll Trigger Point Tool
11.5 cm x Ø 7/13 mm



Erzi® Woodroll Thera Trigger
12 cm, Ø 2 / 4 cm



Richelli's Physio Set
33 x 36 cm



Richelli's spine-fasciamover Set
33 x 36 cm



Blackroll® Back Set



Acupressure mat & neck cushion
68 x 42 x 2 cm



FASZIO® Cupping-Set
Ø 2 cm / 3,5 cm



Blackroll® Needleroller



Erler-Zimmer Mini-Torzo
16 dijelova



Erler-Zimmer Torzo
27 dijelova



Erler-Zimmer mišići noge
13 dijelova



Erler-Zimmer mišići ruke
7 dijelova



Erler-Zimmer ruka sa tetivama,
živcima i karpalnim tunelom



Erler-Zimmer
fleksibilna kičma 75cm



Erler-Zimmer Osteopathy
model lobanje



Erler-Zimmer
model lobanje



Erler-Zimmer
model cervikalne kičme



Erler-Zimmer
torakalna kičma



Erler-Zimmer
lumbalna kičma



Erler-Zimmer
kostur "Oscar" 160 cm



Erler-Zimmer
lakatni zglob s ligamentima



Erler-Zimmer
zglob kuka s ligamentima



Erler-Zimmer
zglob koljena s ligamentima



Erler-Zimmer
zglob ramena s ligamentima



Exclusive Skeleton
sa ligamentima i mišićima



Mini-Skeleton Shorty
80/88 cm



Erlor-Zimmer
Skeleton "Max" - mobilni



Erlor-Zimmer Skeleton model
"Arnold" - mišićne oznake



Erlor-Zimmer
model kostura ruke



Erlor-Zimmer
model kostura stopala



Erlor-Zimmer
model kostura noge



Erlor-Zimmer
model kostura ruke



Poster Triggerpoints
Head & Torso 50x70 cm




Poster Triggerpoints
Arms & Legs 50x70 cm



Poster Reflexzones
Feet 50x70 cm



Poster Reflexzones
Hand 50x70 cm



Poster Skin
Innervation 50x70 cm



Poster Physiotherapy
Trigger Points 50x70 cm



Poster Connective Tissue
Massage 50x70 cm



Poster Thermo & Kryotherapy
50x70 cm



Kolica od inoxa
900 x 600 x 850 mm



Kolica od inoxa
800 x 500 x 850 mm



Kolica od inoxa - 3 police
700 x 500 x 820 mm



Kolica od inoxa - 4 police
700 x 500 x 1093 mm



Mobilna polica sa dvije etaže
500 x 370 x 632 mm



Mobilna polica sa četiri etaže
500 x 370 x 1154 mm



Metalne police za arhivu
1000 x 400 x 2000 mm



Metalne police za arhivu
razne dimenzije



Metalni ormar za lijekove
800 x 400 x 1900 mm



Ambulantni ormarić
600 x 400 x 1600 mm



Ormar za lijekove
800 x 400 x 1900 mm



Ormar za lijekove (staklena vrata)
800 x 400 x 1900 mm



Garderobni ormar - jednokrlni
350 x 500 x 1800 mm



Garderobni ormar - dvokrlni
700 x 500 x 1800 mm



Garderobni ormar - trokrlni
1050 x 500 x 1800 mm



Metalni ormar sa 10 pretinaca
800 x 500 x 1800 mm



Metalni ormar, arhivski
800 x 400 x 1900 mm



Metalni ormar za potrošni materijal 800 x 400 x 1900 mm



Metalni ormar za kartoteku
420 x 580 x 1350 mm



Viseća vitrina sa staklenim vratima 600 x 300 x 600 mm



Sto za povijanje beba
650 x 900 x 920 mm



Sto za povijanje i vaganje beba
600 x 1200 x 920 mm



Visoki pregledni dvodijelni ležaj
1900 x 600 x 780



Niski pregledni dvodijelni ležaj
1900 x 650 x 550



Ginekološki sto
1850 x 570 x 750 mm



Ginekološki sto
600 x 1600 x 910 mm



Kardiološki pregledni sto
1900 x 650 x 520 mm



Pregledni sto, trodijelni
1850 x 570 x 750 mm



Stolica za pacijenta vrtuljak, s točkovima



Stolica doktorska sa naslonom podesive visine - nožno



Stolica doktorska s naslonom podesive visine - ručno



Stolica za pacijenta bez točkova



Stolice za čekaonicu
dvosjed sa pločom za pisanje



Stolice za čekaonicu
trosjed



Stolice za čekaonicu
trosjed



Metalni ormarić za prvu pomoć
275 x 140 x 380 mm



Paravan, jednodijelni
500 x 1750 mm



Paravan, dvodijelni
1000 x 1750 mm



Paravan, trodijelni
1500 x 1750 mm



Stolica za uzimanje krvi
650 x 1800 x 600 mm



Stalak za infuziju
fi 540 x 1600-2450 mm



Stalak za EKG
850 (h) mm



Stalak sa jednom posudom
od inoxa fi 350 mm



Stalak sa dvije posude
od inoxa fi 350 mm



Stalak za instrumente
450 x 700 x 800-1150 mm




Mayo sto




Sto za sterilizator
500 x 700 x 820 mm



Reflektor na stativu
maksimalna visina 1850 mm



Negatoskop
430 x 433 x 120 mm



Negatoskop
430 x 433 x 120 mm



Sjedeća kolica za prevoz
pacijenata 1185 x 588 x 1078 mm



Ležeća kolica za prevoz
pacijenata 2100 x 780 x 890 mm



Transporter pacijenata
Strecher



Bolnički krevet sa četiri motora
241.1 x 100.4 x 44.5 cm



Krevet mehanički sa metalnim
nogama 2060 x 2040 x 400 cm



Krevet mehanički sa točkovima
2060 x 2040 x 800 cm



Trodijelni podesivi krevet
2051 x 1040 x 800 cm



Gerijatrijski krevet sa četiri
motora 2051 x 1040 x 800 cm



Noćni ormarić
380 x 560 x 760 mm



Noćni ormarić sa pločom za
serviranje 380 x 560 x 760 mm



Sklopiva stolica za masažu
570 x 630 x 1050-1200 mm



Sklopivi ležaj A
1960 x 560 cm Nosivost: 150kg



Sklopivi ležaj B
1800 x 560 x 780 mm




Ormar za pacijente
550 x 900 x 2000 mm



Delimed

Decades of Excellence



Delimed d.o.o. | dr. Silve Rizvanbegović 24a | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Tel: 033/830-838 | Fax: 033/830-806 | GSM: 061/745-795 | delimed@bih.net.ba

www.delimed.ba [delimed.sarajevo](https://www.instagram.com/delimed.sarajevo) [linkedin.com/company/delimed-sarajevo](https://www.linkedin.com/company/delimed-sarajevo) www.facebook.com/delimed.sarajevo

